


Manual de servicio técnico

Babylog 8000 / 8000SC / 8000 plus Ventilador de
Cuidados Intensivos



Revisión 10.0
6173.3 9029623

Los derechos de autor por Dräger Medical AG & Co. KGaA, Lübeck, Alemania.

No se permitió la reproducción con fines comerciales.

Leer y entender las instrucciones de uso manual / del operador.

Esta documentación técnica no reemplaza las instrucciones de uso manual / del operador.

Las condiciones de garantía y responsabilidad de los términos y condiciones para las transacciones comerciales de Dräger Medical AG & Co. KGaA generales no se extienden por esta documentación técnica.

Observe todas las leyes y reglamentaciones técnicas aplicables.

En la medida en que se haga referencia a leyes, reglamentos o normas, éstas se basan en el sistema jurídico de la República Federal de Alemania. Observar las leyes y reglamentos aplicables en su país.

General

| | | |
|----------|-------------------------------|----------|
| 1 | notas | 9 |
| 1.1 | Símbolos y definiciones | 9 |

Función descriptiva

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | General | 13 |
| 1.1 | Modos de ventilación | 13 |
| 1.2 | Funciones adicionales | 13 |
| 1.3 | Vigilancia | 13 |
| 2 | Diagramas de bloques | 14 |
| 2.1 | Diagrama de bloques de los componentes en Babylog 8000 / Babylog 8000 SC con Pantalla LCD | 14 |
| 2.2 | Diagrama de bloques de los componentes en Babylog 8000 / Babylog 8000 plus con EL Display | 15 |
| 2.3 | Diagrama de bloques del Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC | 16 |
| 3 | Monitoreo de las vías respiratorias | 17 |
| 3.1 | Presión de vía aérea | 17 |
| 3.2 | Señal de disparo | 17 |
| 3.3 | La medición de la fracción de O ₂ inspirado | 17 |
| 3.4 | El flujo de pacientes (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus) | 18 |
| 4 | Las funciones de supervisión | 19 |
| 4.1 | Fracción de O ₂ inspirada z (FiO ₂) | 19 |
| 4.1.1 | O ₂ Medición | 19 |
| 4.1.2 | O ₂ Calibración | 19 |
| 4.2 | El suministro de gas | 20 |
| 4.3 | Airway Control de Presión | 20 |
| 4.4 | Supervisión de desconexión | 20 |
| 4.5 | Sobrepresión y baja presión Alarmas | 21 |

| | | |
|-------|---|-----------|
| 4.5.1 | Babylog 8000 hasta la versión 3.0 del software | 21 |
| 4.5.2 | Límite estenosis dinámica | 21 |
| 4.6 | Seguimiento de volumen minuto (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus) | 23 |
| 4.6.1 | Babylog 8000 con Software versiones 2 y 3 | 23 |
| 4.6.2 | Babylog 8000 con Software versión 4.0 o superior | 23 |
| 4.6.3 | Babylog 8000 plus | 0.23 |
| 4.7 | Audible Monitoreo Generador de alarma | 23 |
| 4.8 | Monitorización del voltaje de funcionamiento | 23 |
| 4.9 | Rotary Monitoreo potenciómetro | 23 |
| 4.10 | Prueba ROM | 24 |
| 4.11 | Prueba de RAM | 24 |
| 4.12 | Monitorización de temperatura | 24 |
| 4.13 | Relé y Monitoreo de la válvula | 24 |
| 4.14 | Monitoreo de la batería | 24 |
| 4.15 | Medición de flujo de Monitoreo (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus) | 24 |
| 5 | Alarmas, precauciones y Mensajes de advertencia | 25 |
| 5.1 | Mensaje de la pantalla | 25 |
| 5.2 | Pantalla y Menú | 25 |
| 5.2.1 | Babylog 8000 / Babylog 8000 SC con Pantalla LCD | 26 |
| 5.2.2 | Babylog 8000 / Babylog 8000 plus con EL Display | 26 |
| 6 | Función de los elementos de control | 27 |
| 6.1 | Potenciómetros (rotativo perillas) | 27 |
| 6.1.1 | Fracción de O inspirada $z(O_2 \text{ vol.}\%)$ | 27 |
| 6.1.2 | tiempo de inspiración (T_{VO}) | 27 |
| 6.1.3 | tiempo espiratorio (T_{MI}) | 27 |
| 6.1.4 | flujo inspiratorio (INSP. Flow) | 27 |
| 6.1.5 | límite de presión inspiratoria ($P_{\text{En sp}}$) | 27 |
| 6.1.6 | PEEP / CPAP | 27 |
| 6.2 | Llaves | 28 |

| | | | |
|-----------|---|----|-----------|
| 6.2.1 | CPAP | 28 | |
| 6.2.2 | IPPV / IMV (CMV) (hasta la versión de software 4.n) | 28 | |
| 6.2.3 | Hombre. En sp. | 28 | |
| 6.2.4 | 2-min Silencio | 28 | |
| 6.2.5 | Reset / Check (OK) | 28 | |
| 6.2.6 | Luz de fondo de encendido / apagado (Babylog 8000/8000 SC con display LC) | 28 | |
| 6.2.7 | "Cal. Config." (Como la versión de software 5.n) | 29 | |
| 6.2.8 | Llaves | 29 | |
| 7 | Arranque en frío / Comportamiento arranque en caliente | | 30 |
| 7.1 | Comportamiento de arranque en frío | 30 | |
| 7.2 | Comportamiento de arranque en caliente | 30 | |
| 8 | Descripción de funciones neumáticas | | 31 |
| 8.1 | El suministro de gas | 31 | |
| 8.2 | Ventilación controlada | 32 | |
| 8.2.1 | La inspiración | 32 | |
| 8.2.2 | Expiración | 33 | |
| 8.2.3 | PEEP | 33 | |
| 8.2.4 | CPAP | 33 | |
| 9 | La medición de los parámetros de ventilación | | 34 |
| 9.1 | Medición de O ₂ | 34 | |
| 9.2 | Medición de la presión de la vía aérea | 34 | |
| 9.3 | PCB de control neumática | 35 | |
| 9.4 | Neumática PCB analógica | 36 | |
| 9.5 | Sistema de calefacción paciente | 37 | |
| 9.6 | Presión PCB Base Sensor | 37 | |
| 9.7 | PCB O ₂ Amplificador | 37 | |
| 10 | Los componentes de la Formación de metales | | 38 |
| 10.1 | Unidad de alimentación | 38 | |

| | | |
|--|----|-----------|
| 10.2 PCB placa base | 38 | |
| 10.3 CPU 68000 PCB | 39 | |
| 10.4 I / O PCB | 40 | |
| 10.5 El flujo de PCB (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus) (opcional) | 41 | |
| 10.6 Monitoreo PCB | 42 | |
| 10.6.1 La medición de señales analógicas | 42 | |
| 10.6.2 La medición de las entradas digitales | 42 | |
| 10.6.3 La medición de salidas digitales | 42 | |
| 10.7 PCB adaptador frontal | 45 | |
| 10.8 Controlador PCB frontal (Babylog 8000 / Babylog 8000 SC con display LC) 46 | | |
| 10.9 PCB frontal (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus con EL Display) | 47 | |
| 10.10 Pantalla PCB (Babylog 8000 / Babylog 8000 SC con pantalla LC) | 48 | |
| 10.11 EL pantalla (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus con EL Display) | 49 | |
| 10.12 El campo potenciómetro | 50 | |
| 10.13 Campo de visualización | 50 | |
| 10.14 PCB de comunicación | 51 | |
| 10.15 PCB interfaz | 52 | |
| 11 sensores | | 53 |
| 11.1 Sensores de presión | 53 | |
| 11.2 Y-Pieza con sensor de flujo (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus) | 53 | |
| 11.2.1 Principio de medición del flujo medir Puente | 54 | |
| 11.3 Sensor de O2 | 55 | |

Sustitución de elementos no reparables

| | | |
|----------|--|------------------------|
| 1 | Información importante | 59 |
| 2 | Limpiar o sustituir el filtro de aire de refrigeración cada 4 semanas | 60 |
| 3 | Sustitución de la O₂ Cápsula de sensor | 61 |
| | 3.1 O ₂ La calibración del sensor | 61 |
| | 3.2 Calibración de la O ₂ Después del reemplazo del sensor | 61 |
| | 3.3 Eliminación del O ₂ Cápsula del sensor de | 63 |
| 4 | Sustitución de la obturación de labio Cada 2 años | 64 |
| 5 | Sustitución de la batería de NiCd (Power alarma de fallo) Cada 2 años | sesenta y cinco |
| 6 | Sustitución del reductor de presión cada 6 años | 67 |

Esquemas y diagramas

| | | |
|----------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Esquemas y Diagramas | 77 |
|----------|-----------------------------|-----------|

Lista de errores

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Error de mensajes | 91 |
| 2 | Lista de mensajes de error del dispositivo | 92 |

anexo

| | | |
|--|--|----|
| | Lista de piezas de repuesto | 97 |
| | Lista de pruebas | 97 |
| | Información técnica de acuerdo con la norma EMC IEC / EN 60601-1-2: 2001 | 97 |

General

1 notas

Este Manual Técnico de Documentación / servicio se ajusta a la norma internacional IEC 60601-1.

Lea cada paso en cada procedimiento a fondo antes de comenzar cualquier prueba. Siempre use las herramientas adecuadas y equipos de prueba especificado. Si se desvía de las instrucciones y / o recomendaciones en este Manual Técnico de Documentación / servicio, el equipo puede funcionar incorrectamente o no segura, o el equipo podría dañarse.

Use sólo piezas y consumibles originales de Dräger.

Los procedimientos de mantenimiento descritos en este Manual Técnico de Documentación / Servicio pueden ser realizadas únicamente por personal cualificado. Estos procedimientos de mantenimiento no sustituyen a las inspecciones y el mantenimiento por Dräger Medical AG & Co. KGaA.



Se deben seguir estrictamente las instrucciones de Instrucciones de uso / manejo! Esta documentación técnica no reemplaza las instrucciones de Instrucciones de uso / funcionamiento. Cualquier uso del producto requiere plena comprensión y estricta observación de las instrucciones de un producto específico Instrucciones de uso / funcionamiento.



A menos que se indique lo contrario, se hace referencia a las leyes, reglamentos o normas (modificada) aplicables en la República Federal de Alemania.

1.1 Símbolos y Definiciones



Este símbolo indica una advertencia.



Este símbolo indica consejos e información útil.



Este símbolo se utiliza para alertar contra prácticas inseguras al manejar dispositivos sensibles a descargas electrostáticas (ESD).

Definiciones de acuerdo con la norma DIN alemana 31051 estándar: Inspección

= Examen de la condición real

Mantenimiento

= medidas para mantener la condición especificada

Reparar

= medidas para restablecer la condición especificada

mantenimiento

= Inspección, mantenimiento y reparación

Función descriptiva

1 General

Babylog 8000 / Babylog 8000 plus tiene una función de medición de flujo. El Babylog 8000 SC se puede actualizar a un Babylog 8000 usando el kit de conversión de medición de" flujo.

1.1 Modos de ventilación

Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / 8000 SC ofrece los siguientes modos de ventilación:

IPPV (intermitente ventilación con presión positiva), la ventilación de volumen constante controlada y asistida

SIPPV (intermitente sincronizada ventilación con presión positiva), sincronizado ventilación de volumen constante controlada y asistida

IMV (Intermittent Mandatory Ventilation)

SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) Método de destete para pacientes con respiración espontánea

CPAP (presión positiva continua en la vía aérea) respiración espontánea con presión positiva

PSV (presión de soporte de ventilación) (opcional, como la versión de software 5.n)

1.2 Funciones adicionales

Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / 8000 SC proporciona los siguientes (opcional) funciones adicionales:

La ventilación de alta frecuencia (HV) (como la versión de software 4.n)

garantía de volumen (VG) (como la versión de software 5.n)

1.3 Monitoreo

Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / 8000 SC ha integrado funciones de vigilancia para:

Fracción de O inspirada 2 (FiO 2)

la presión de la vía aérea (Paw)

Fluir () (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus)

El volumen minuto (MV)

El volumen corriente (V T)

2 Diagramas de bloques

2.1 Diagrama de bloques de los componentes en Babylog 8000 / Babylog 8000 SC con LC Display




Figura 1: Diagrama de bloques del Babylog 8000/8000 SC con pantalla LC

2.2 Diagrama de bloques de los componentes en Babylog 8000 / B abylog 8000 plus con EL Display




Figura 2: Diagrama de bloques del Babylog 8000 / Babylog 8000 plus con pantalla EL

2.3 Diagrama de bloques del Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC




Fig. 3: Diagrama de bloques del Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC

3 Monitoreo de las vías respiratorias

En los modos de ventilación IPPV / IMV y CPAP, la presión de la vía aérea (Paw), el flujo en la pieza en Y V T (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus), y la fracción de inspirado O₂ (FiO₂) se miden.

Dependiendo del modo seleccionado y los ajustes del menú, los parámetros se controlan y se muestran en la pantalla. Las curvas de presión y flujo, así como su almacenamiento se pueden mostrar gráficamente en la pantalla de cristal líquido o una pantalla EL. En todos los modos de ventilación, la secuencia cronológica de la presión de la vía aérea (Paw) se muestra en el gráfico de barras de LED.

3.1 presión de vía aérea

Dos sensores de presión internos miden la presión en la salida inspiratoria (P_{insp}) y la presión en la entrada de la espiración (P_{exp}). La presión de las vías respiratorias se calcula como sigue:

$$Paw = P_{insp} - 0,7 (P_{insp} - P_{exp})$$

Los siguientes presiones se calculan a partir de la señal de presión de la pata:

presión pico (pico)

La media de la presión de la vía aérea (P_{media})

la presión positiva espiratoria final (PEEP)

El pico de presión es la presión positiva máxima del ciclo respiratorio más reciente. Después de 30 s, a más tardar, un nuevo ciclo respiratorio debe ser reconocido y un nuevo valor de medición para el pico de presión debe ser generada, de lo contrario el valor medido actual ya no es válida y se elimina de la pantalla.

La presión media de las vías respiratorias es el valor inicial de un filtro digital de software.

La PEEP es o bien el valor de la presión durante la fase espiratoria a un flujo espiratorio cero o el último valor medido antes de la próxima inspiración. Al igual que el pico de presión, la PEEP ya no es válida después de 30 s y se elimina de la pantalla si un nuevo valor medido no se genera dentro de la 30-s período.

3.2 señal de disparo

Con el fin de generar una señal de disparo, el flujo inspiratorio debe integrarse durante la respiración espontánea y se compara con el umbral de disparo ajustable.

3.3 Medición de la fracción de Inspired O₂

AO₂ sensor en la línea de inspiración mide la O₂ contenido del gas respiratorio.

Los datos de calibración de la O₂ sensor se mantiene después de la desconexión de la Babylog. Si el Babylog ha estado fuera de servicio durante más de 24 horas, una calibración automática se llevará a cabo al encender.

El operador también puede iniciar una calibración manualmente, por ejemplo como se requiere después de la sustitución de un O₂ sensor.

Una calibración de dos etapas con 21% y 100% O₂ siempre se lleva a cabo con el fin de alcanzar una exactitud de medición más alta en todo el intervalo de concentración y / o para ser capaz de reconocer una célula sensor gastado.

El procedimiento de calibración se describe en la sección " [4 Funciones de monitorización](#) ".

Si la junta 2 medición falla, el Babylog genera una alarma. Este estado de la alarma se muestra en el campo de estado de la pantalla por la indicación intermitente "FiO 2".

3.4 El flujo de pacientes (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus)

Un caudalímetro de hilo caliente sensible a la dirección integrado en la pieza en Y mide la inspiratorio y espiratorio fluye a través del tubo. Esta función de medición debe ser reactivado cada vez después de la conexión Babylog 8000 / Babylog 8000 plus y después de cada sustitución del sensor por la calibración del sensor. La señal de flujo se utiliza para calcular los valores siguientes:

El volumen corriente (V_T)

El volumen minuto (MV)

Porcentaje de la absorción MV a través de la respiración espontánea

fuga de tubo

El volumen corriente es la señal de flujo espiratorio aplicada entre dos ciclos de fase de respiración.

A diferencia del volumen tidal, el volumen minuto no está relacionado con un ciclo respiratorio. De la misma manera el inspiratorio MV se calcula para la detección de la tasa de fugas. Se muestra el volumen espiratorio minutos. Además del volumen completo minutos, Babylog también calcula la absorción volumen espiratorio minutos a través de la respiración espontánea.

Babylog calcula el porcentaje comparando el volumen minuto total y la absorción volumen minuto a través de la respiración espontánea:

$$\text{espont.} = (\text{MV}_{\text{spontaneous}} / \text{MV}) * 100\%$$

La fuga en el tubo se puede estimar comparando el inspiratorio y el volumen espiratorio minutos.

La fuga en el tubo L se calcula como sigue:

$$L = (\text{MV}_{\text{insp}} - \text{MV}_{\text{exp}}) / (\text{MV}_{\text{insp}} + \text{MV}_{\text{exp}}) * 100.$$

La frecuencia respiratoria f se mide a través de los ciclos de fase respiratorias inspiratoria.

Todos los valores medidos derivados de la flujo de pacientes se vuelven válida solamente después de la calibración satisfactoria del sensor de flujo.

Si el sensor de flujo o la electrónica de medición falla, se genera una alarma. Sin embargo, Babylog todavía se puede utilizar sin las funciones dependiendo de la medición de flujo. Este estado de la alarma se muestra en el campo de estado de la pantalla por la indicación intermitente "flujo".

4 Las funciones de supervisión

El sistema verifica si los valores límite se mantienen y todas las funciones están bien. Si una función falla o si los valores límite no se cumplen, Babylog generará una alarma.

4.1 Fracción de O inspirada $2 (FiO_2)$

4.1.1 O₂ Medición

El medido O₂ valor se compara con valores límite superior e inferior. Los límites de alarma se ajustan automáticamente a $\pm 4\%$ en vol. A continuación el conjunto FiO_2 valor. Un retardo de tiempo se asegura de ninguna alarma se activa cuando el valor ajustado (O₂) se cambia o cuando el O₂ sensor está calibrado.

Los voltajes del sensor absolutos se comprueban. La tensión diferencial entre las dos células de sensor debe ser inferior a $(U_1 + U_2) / 8 \text{ mV}$. La tensión de salida de cada célula individual debe estar entre 9,5 mV y 123,6 mV.

4.1.2 O₂ Calibración

la O₂ sensor se calibra automáticamente o bien 24 horas después de la última calibración o de forma manual después de la selección en el menú de modo.

Si la junta 2 sensor se sustituye durante el funcionamiento el nuevo O₂ sensor se puede calibrar de forma automática. Sin embargo, Babylog no puede detectar un cambio del sensor si la unidad está apagada. En este caso particular, el operador tiene que calibrar el nuevo O₂ sensor manualmente.

Al cambiar a través de una válvula el sensor está separado del flujo de gas respiratorio y se purgó con gas de calibración (O₂). Esto conduce a un cambio en la concentración en la O₂ sensor. Este cambio en la concentración permite que el Babylog para reconocer la activación de la válvula de calibración.

La válvula de calibración se desactiva tan pronto como se complete la calibración.

Una calibración de dos etapas con 21% O₂ y 100% O₂ se lleva a cabo con el fin de lograr una mayor precisión de medición en todo el intervalo de concentración y para ser capaz de reconocer una célula sensor gastado.

Durante el procedimiento de calibración, el sistema de microprocesador procesos (sincroniza) uno de los dos O₂ canales de sensor. la O₂ canales son enviadas después a una secuencia específica de estados controlados por uno de los sistemas de microprocesadores y monitoreados para la secuencia correcta y el máximo período por el otro. Por ejemplo, la búsqueda de los valores de calibración para 21% o 100% no debe durar más de 3,5 minutos cada uno.

El valor de calibración para 21% debe estar entre 9,2 mV y 26 mV, y para el 100% entre 43,6 mV y 123,6 mV; esto se aplica a ambos canales. El voltaje cero resultante de ambos valores debe estar entre - 6 mV y 6 mV.

Una vez terminada la calibración, el software comprueba si los valores límite responden correctamente.

La calibración se detiene si falla un gas de control.

4.2 El suministro de gas

Los valores de medición actuales de la O 2 y se consideran los suministros de gas AIRE cuando se ajusta el banco de válvulas. La presión de entrada para O 2 y el aire es de 1,7 bar.

Si la presión cae por debajo del valor límite, se genera una alarma visible y audible. El operador es informado acerca de la causa de la alarma por un mensaje de texto en la pantalla. Si el ajustada O 2 concentración es 21% o 100%, sólo un mensaje de aviso (sin alarma) se muestra si el tipo no agregado gas falla.

Si la presión supera el valor límite, el mecanismo de ventilación de seguridad se activa y el flujo continuo se apaga. El Babylog continuará para funcionar solamente cuando la presión ha disminuido a un nivel admisible.

Si el suministro de aire falla, los interruptores de control Babylog a O 2 suministro. Si la junta 2 alimentación falla, Babylog cambia al suministro de aire.

4,3 Airway Control de Presión

Dependiendo de los ajustes del modo y de los parámetros seleccionados, un cierto perfil de tiempo de presión de la vía aérea se establece. Si el perfil real se desvía del perfil de ajuste, el Babylog genera una alarma.

4.4 Control de desconexión

Babylog reconoce si el sistema de mangueras se ha conectado correctamente. Si el sistema de tubos flexibles se ha conectado de forma incorrecta, el flujo continuo es (parcialmente) dirigida a la atmósfera. No se acumula presión en el sistema de mangueras. cheques Babylog durante cada ciclo de la respiración si una presión suficientemente alta está disponible durante la inspiración. Desde respiraciones de inspiración se producen en los modos de ventilación mandatoria IPPV / IMV, SIPPV y SIMV, este control no funciona en el modo CPAP.




Fig. 4: Supervisión de desconexión

Durante cada respiración obligatoria, el nivel de la presión de desconexión (IFD) debe superarse sin interrupción durante al menos el tiempo de desconexión (TDI), de lo contrario se generará una alarma. PDIS es una función de la configuración P_{insp} y la PEEP. Si P_{insp} se establece considerablemente mayor que la presión realmente alcanzado, el nivel de alarma IFD aumenta igualmente.

Dependiendo del flujo y los ajustes de tiempo de inspiración, el nivel no puede ser alcanzado más. Babylog 8000 genera una alarma, incluso si no hay fugas en el sistema respiratorio.

4.5 sobrepresión y alarmas de baja presión

Durante las fases inspiratoria y espiratoria, la presión de la vía aérea (P_{aw}) no debe exceder el límite de presión de ajuste en más de 10 mbar. Si el límite de presión de ajuste se supera por 10 mbar a 20 mbar, Babylog genera una alarma y, al mismo tiempo, reduce el tiempo de respiración de inspiración. El tiempo restante se añade a la fase CPAP. Si el límite de presión de ajuste se supera en más de 20 mbar, se activa una alarma y el sistema de respiración se ventila.

En la fase de CPAP, la presión de la vía aérea debe ser de 4 mbar del conjunto PEEP / CPAP. De lo contrario se generará una alarma. Si el límite se supera en más de 10 mbar, se lleva a cabo de descarga, como durante la fase inspiratoria incluso si la presión cae por debajo del nivel absoluto de mbar -2.

Estas alarmas de sobrepresión y baja presión se aplican a todos los modos de ventilación.

4.5.1 Babylog 8000 hasta la versión 3.0 del software




Fig. 5: alarmas

4.5.2 Límite estenosis dinámico

El límite de la estenosis dinámica se aplica a Babylog 8000 unidades con versión de software 4.0 y Babylog 8000 SC

unidades con la versión de software 1.0.

El valor límite es ($P_{\text{insp}} + 5 \text{ mbar}$).

Si se excede este valor límite, el sistema microprocesador lee en el valor real medido a intervalos de 8,3 ms (frecuencia de muestreo). El valor límite ($P_{\text{insp}} + 5 \text{ mbar}$) se resta de cada uno de los valores de medición reales y entró en un verano.

Tan pronto como se alcanza la suma de 40 mbar (estenosis 1), Babylog conmuta de la fase inspiratoria a la fase espiratoria. Si se llega a una suma de 70 mbar, a pesar de la medida de seguridad (estenosis 1), el sistema llevará a cabo una ventilación de emergencia.




Fig. 6: límite de la estenosis dinámica

4.6 Seguimiento de volumen minuto (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus)

La abreviatura MV (para el volumen minuto) se utiliza en el siguiente texto.

4.6.1 Babylog 8000 con Software versiones 2 y 3

El menú de monitorización se utiliza para establecer los límites superior e inferior de alarma en el intervalo de 0,03 L / min a 15 L / min. Los límites de alarma superior e inferior se comparan continuamente con el valor MV medido. Si el valor excede los límites de alarma superior o cae por debajo del límite inferior de alarma, el sistema se activará una alarma. Monitoring se desactiva durante la calibración del sensor de flujo (Babylog 8000) para permitir que el valor MV medido se estabilice. Si el sistema de medición de flujo de falla, el monitoreo MV se vuelve ineficaz.

4.6.2 Babylog 8000 con Software versión 4.0 o superior

El menú de monitorización se utiliza para establecer los límites superior e inferior de alarma en el intervalo de 0,00 L / min a 15 L / min. Los límites de alarma superior e inferior se comparan continuamente con el valor MV medido. Si el valor excede los límites de alarma superior o cae por debajo del límite inferior de alarma, el sistema se activará una alarma. Monitoring se desactiva durante la calibración del sensor de flujo (Babylog 8000) para permitir que el valor MV medido se estabilice. Si el sistema de medición de flujo de falla, el monitoreo MV se vuelve ineficaz.

4.6.3 Babylog 8000 plus

Babylog 8000 plus tiene el software de 5.n.

4,7 Audible Monitoring generador de alarma

Babylog tiene dos generadores de alarma audibles (altavoces y piezoeléctricos). Durante el funcionamiento normal, el altavoz es la interfaz de audio al operador en caso de alarma. El piezo sólo se utiliza en caso de fallo de alimentación o del altavoz.

Al final de la autocomprobación, el altavoz se activa con una señal de prueba. Esta señal de prueba se controla con un micrófono. Si no hay retroalimentación, Babylog genera el error 817.

Monitoreo 4.8 Tensión de funcionamiento

Durante el funcionamiento, Babylog utiliza comparadores para supervisa continuamente si las tensiones de funcionamiento están dentro de límites especificados.

Cuando Babylog está encendido, estos comparadores son comprobados por un cambio definido de la tensión de referencia del comparador.

Monitoreo 4,9 Rotary Potenciómetro

De entrada a través de potenciómetros rotativos son procesados por dos canales. Dos sistemas de microprocesador lea la entrada a través de canales independientes y comparar los resultados.

Prueba 4,10 ROM

Durante el funcionamiento, el área de ROM utilizado se resume por byte en una larga palabra variable (palabra larga = 32 bits) que se compara con la suma de control almacenado en la ROM. Si las sumas de comprobación no coinciden, se mostrará un mensaje de error.

4.11 Prueba de memoria RAM

Durante el funcionamiento el área de memoria RAM utilizada se prueba con un simple algoritmo. Al escribir 55 o hexagonal AAhex en cada célula de cada bit se comprueba la settability y resettability.

Monitoreo 4,12 Temperatura

Un sensor de temperatura mide la temperatura interna de la Babylog. Si la temperatura no está dentro del rango de -20 ° C a 75 ° C, se generará una alarma. Si la temperatura es demasiado alta, un mensaje le informará al operador acerca de un posible fallo del ventilador.

4,13 Relay y Monitoreo de la válvula

Una función de control de exceso de corriente está integrado en la electrónica de activación de las válvulas. La función de monitorización excesscurrent se prueba después de la conexión Babylog. Si una válvula está encendido y operar con la tensión funcionar durante un período excesivo de tiempo, la función de control de exceso de corriente responde dentro de un tiempo específico.

El relé que permite la desexcitación de todo el conjunto neumática también se prueba una vez después del encendido. Para este propósito, el relé se conecta y desconecta una vez y se miden las tensiones en el contacto del relé.

Durante el funcionamiento, el sistema comprueba si el voltaje en el contacto de relé corresponde a la condición de conmutación.

4.14 Monitoreo de la batería

Babylog tiene una batería de NiCd recargable para alarmas de fallo de alimentación.

La batería se recarga automáticamente durante el funcionamiento y su carga comprobarse periódicamente.

Un mensaje de error aparece si el voltaje es demasiado alto o demasiado bajo.

4.15 Medición de flujo de Monitoreo (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus)

Durante el funcionamiento, el sensor de flujo se comprueba para un funcionamiento correcto, la libertad de daños y contactos intactas.

5 Alarmas, precauciones y Mensajes de advertencia

La estructura de alarma del Babylog tiene tres niveles de prioridad:

| | | |
|------------|---|--------------------------------|
| | - | requiere una acción inmediata. |
| Precaución | - | Verificaciones requeridas. |
| Consultivo | - | Información para el operador. |

El nivel de prioridad se indica mediante las diferentes secuencias de tonos de la alarma audible individual.

Pantalla 5.1 Mensaje

Cuando se produce una alarma, el mensaje correspondiente se muestra como mensaje de texto sin formato en una ventana de la pantalla. El mensaje puede ser cancelada momentáneamente pulsando la tecla Reset / Check (o la tecla OK como la versión de software 5.n). Después de un cierto tiempo, aparece el mensaje de nuevo si todavía existe la causa.

Si varias alarmas han ocurrido al mismo tiempo, la alarma de más alto nivel se muestra en la pantalla. Otras alarmas se pondrán en cola. Un mensaje cuya causa ya no existe no se mostrará más.

5.2 Pantalla y Menú

La pantalla muestra los parámetros y mensajes de texto. Las funciones de Babylog se establecen con las teclas y potenciómetros.

La pantalla se divide en diferentes áreas:




Fig. 7: estructura de visualización de la pantalla

El campo de los gráficos muestra curvas en tiempo real.

El parámetro de campo muestra supervisión del valor medido en la representación digital.

El campo de estado muestra el modo de funcionamiento y otra información de estado.

La línea de menú muestra la función actual de las teclas debajo de la pantalla.

En algunos casos, los campos de gráficos y de valores de medida se combinan para formar un campo grande. Alarma

5.2.1 Babylog 8000 / Babylog 8000 SC con Pantalla LCD

La tecla de monitoreo / Modo y las seis teclas debajo de la pantalla de cristal líquido se utilizan para el menú. El Monitoreo / Modo alterna entre los dos menús principales, el menú de monitorización y el menú de modo. Esto funciona desde cualquier estado del menú siempre alcanzar el estado básico del otro menú principal. La función de estas teclas depende del estado del menú correspondiente y se indica en la línea de menú de la pantalla mediante una abreviatura o un símbolo.

5.2.2 Babylog 8000 / Babylog 8000 plus con EL Display

La clave "Vent. Modo" activa el menú para los modos de ventilación. La clave "Vent. Opción" activa el menú para las funciones adicionales de los modos de ventilación.

6 Función de los elementos de control

Los elementos de control comprenden los potenciómetros (perillas giratorias) y las teclas.

6.1 Potenciómetros (Rotary perillas)

6.1.1 Fracción de O inspirada 2 (O₂ vol.%)

Este potenciómetro se usa para ajustar la fracción de inspirado O₂ a un valor entre 21 vol.% y 100 vol.%. El valor ajustado se hace efectivo inmediatamente.

6.1.2 tiempo de inspiración (T_{VO})

Este potenciómetro se usa para ajustar el tiempo inspiratorio a un valor entre 0,1 s y 2 s. El valor ajustado se hace efectivo al final del ciclo respiratorio actual.

6.1.3 tiempo espiratorio (T_{MI})

Este potenciómetro se utiliza para ajustar el tiempo espiratorio a un valor entre 0,2 s y 30 s. El valor ajustado se hace efectivo al final del ciclo respiratorio actual.

6.1.4 flujo inspiratorio (INSP. Flow)

Este potenciómetro se utiliza para establecer el flujo inspiratorio a un valor entre 1 L / min y 30 L / min. El valor ajustado se hace efectivo inmediatamente.

6.1.5 límite de presión inspiratoria (P_{En sp})

Este potenciómetro se usa para establecer el límite de la presión inspiratoria a un valor entre 10 mbar y 80 mbar. Un valor superior a 40 mbar debe ser confirmado pulsando la tecla Reset / Check (o la tecla OK como la versión de software 5.n). Se muestra un mensaje. Este límite de presión es también eficaz cuando se aplica una respiración manual. El valor ajustado se hace efectivo inmediatamente.

6.1.6 PEEP / CPAP

Este potenciómetro se usa para ajustar la presión espiratoria final para la ventilación controlada o para ajustar la presión positiva continua para la respiración espontánea en un valor entre 0 mbar y 15 mbar (o 25 mbar como la versión de software 4.n). Un valor superior a 8 mbar debe ser confirmado pulsando la tecla Reset / Check (o la tecla OK como la versión de software 5.n). Se muestra un mensaje. El valor ajustado se hace efectivo inmediatamente.

6.2 Teclas

6.2.1 CPAP

Al pulsar esta tecla se activará el modo CPAP. El ciclo respiratorio actual se detiene antes de que un nuevo modo se activa (por ejemplo, IPPV / IMV). Esta tecla está protegido contra su apertura involuntaria por un bloqueo controlado por software. Tras el encendido, Babylog entrará automáticamente en el modo más reciente seleccionado.

6.2.2 IPPV / IMV (CMV) (hasta la versión de software 4.n)

Al pulsar esta tecla se activará el modo de ventilación controlada. Esta tecla está protegido contra su apertura involuntaria por un bloqueo controlado por software. Si CPAP se estableció antes, se aplica la primera respiración obligatoria después de la última fase espiratoria se ha completado (cero flujo espiratorio) o después de un caudal cero se ha medido en la pieza en Y durante un segundo.

La CPAP y teclas de IPPV / IMV desactivan entre sí. El modo de ventilación seleccionado se indica por un LED verde en la tecla respectiva.

6.2.3 hombre. En sp.

Al pulsar esta tecla se aplicará un soplo en el caudal establecido inspiratorio y el límite de presión de ajuste (Pinsp). Esta respiración se detiene cuando se suelta la tecla o cuando se alcanza un límite de tiempo fijo de 5 s. El siguiente respiración manual o obligatorio solamente se puede aplicar después de una fase espiratoria (IPPV / IMV) se ha completado. Si una respiración manual está detenido por el límite de tiempo, el siguiente respiración obligatoria o manual sólo se puede aplicar después de un tiempo de espera fijo (5 s).

6.2.4 2-min Silencio

Al pulsar esta tecla silenciará la alarma audible durante 2 minutos. Este estado se indica mediante el LED amarillo en la tecla. Al pulsar la tecla de nuevo dentro del tiempo de silencio se reactivará la alarma audible.

6.2.5 Reset / Check (OK)

Al pulsar la tecla Reset / Check (o la tecla OK como la versión de software 5.n) confirmará o cancelar los mensajes de texto que aparecen en la pantalla. El mensaje que se muestra actualmente en la pantalla será cancelada y se silenciará la alarma audible.

Pulsando la tecla durante un período de tiempo más largo (aprox. 2 s) se iniciará una prueba de pantalla y una prueba generador de alarma audible.

6.2.6 Luz de fondo de encendido / apagado (Babylog 8000/8000 SC con display LC)

Al pulsar esta tecla se enciende la luz de fondo del LCD encendido o apagado.

6.2.7 "Cal. Config." (Como la versión de software 5.n)

Al pulsar esta tecla se activará el modo de calibración.

6.2.8 Teclas

Las teclas debajo de la pantalla no tienen ninguna función fija. Su función depende del estado de funcionamiento del menú.

Key adicional sobre el panel del operador

Esta clave no se ha asignado una función todavía. Se reserva para futuras ampliaciones.

7 Arranque en frío / Comportamiento arranque en caliente

Se hace una distinción entre una desconexión intencional con el interruptor de encendido y un apagón. Si se reconoce un fallo de alimentación, se evalúa la posición de los contactos de baja tensión del interruptor de encendido.

Comportamiento 7.1 de arranque en frío

Cuando Babylog se apaga, todos los parámetros del sistema y los datos sobre el estado del interruptor de potencia se almacenan. Al encender el Babylog, esta información se vuelve a cargar y un "arranque en frío" se lleva a cabo. Babylog se inicia, lleva a cabo sus pruebas de función, se indican los resultados de estas pruebas, y se inicia la ventilación.

7.2 Comportamiento de arranque en caliente

Un "arranque en caliente" se lleva a cabo después de un apagón. Babylog no lleva a cabo una auto-prueba, pero se inicia la ventilación inmediatamente. Se continúa trabajando con los parámetros establecidos previamente. Una alarma audible y visible está activa durante el fallo de energía.

8 Descripción de funciones neumáticas

8.1 El suministro de gas

AIR y O₂ fluyen a través de los filtros F 1.1 y F 1.2 y las válvulas de retención D 1.1 y D1.2 a los reguladores de presión DR 1,1 y DR 1.2 que regulan los gases a una presión del sistema constante.

Desde los reguladores de presión DR 1,1 y DR 1.2 los gases fluyen a la unidad de mezcla y de control de flujo. La mezcla de gas creado allí fluye a través de la línea inspiratoria al paciente.

AIR y O₂ se toman corriente abajo de los reguladores de presión DR 1,1 y DR 1,2 y entregada al solenoide Y 1,1. Si uno de los gases falla, este solenoide cambia a la otra.

Si la fuente de alimentación se interrumpe o si se ha producido una situación estenosis 2, el solenoide Y 1.2 conmuta a ventilación de emergencia.

El gas de O₂ de calibración fluye a través del solenoide Y 1,3.

El gas requerido para controlar el eyector fluye a través del solenoide Y 1,4.




Fig. 8: conexión de gas comprimido

8.2 ventilación controlada

Un flujo continuo de gas se suministra a la pieza en Y a través de la línea inspiratoria. La fracción de O₂ inspirada se mide en el O₂ sensor S 3.1 a través de la válvula neumática abierta Y 3.1. Válvula de seguridad Y 3.3 evita sobrepresión en el sistema de ventilación, por ejemplo, si la línea de espiración se bloquea.




Fig. 9: Bloquear inspiratorio

8.2.1 Inspiración

La válvula de control de la PEEP 4 dispara la válvula espiratoria Y 5,1 causando su cierre el lado espiratorio. El flujo continuo de gas se suministra al pulmón del paciente. La presión de las vías respiratorias se mide por los dos sensores de presión relativa S 6.3 y S 6.4. El límite de presión inspiratoria es controlada por la válvula espiratoria Y 5,1.




Fig. 10: válvula, válvula de PEEP / PIP, y la medición de presiones espiratorias

8.2.2 expiración

La válvula de control de la PEEP Y 4,1 ventila la presión de control en la válvula de espiración Y 5,1. La válvula de espiración Y 5,1 se abre el sistema de ventilación. Caducidad tiene lugar a través de la válvula de espiración abierta Y 5,1. El eyector, que es accionado a través del solenoide abierta Y 1.4, soporta de caducidad.




Fig. 11: Desfogue

8.2.3 PEEP

La válvula de PEEP / PIP es una válvula de regulación de la presión que genera una presión de control de -19 mbar a + 80 mbar. las presiones de control se utilizan para disparar la inspiratorio y espiratorio válvulas con el fin de proporcionar la presión inspiratoria máxima (PIP) durante la inspiración y la presión espiratoria final positiva (PEEP) durante la espiración a las válvulas del lado del paciente.

Un eyector integrado en la válvula permite una presión de control negativo de hasta -19 mbar.

8.2.4 CPAP

La presión de control generada por la válvula de control de la PEEP Y 4,1 actúa sobre el lado de control de la válvula de espiración Y 5,1 y se acumula una presión respiratoria positiva continua en el sistema de ventilación.

9.1 O 2 Medición

The diagram shows a three-phase inverter bridge with a common-emitter output stage. The bridge consists of six IGBTs (Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y2.1, Y2.2, Y2.3) and six diodes (D1.1, D1.2, D1.3, D2.1, D2.2, D2.3). The DC link is connected to a 300V source (F3.1) and a 10mH inductor (D3.1). The output of the bridge is connected to a common-emitter stage (Y3.1) which drives a load (R3.1). The output of the common-emitter stage is connected to a three-phase output filter (Y3.2) which is connected to a three-phase output (En sp.). The output filter consists of three inductors (L3.1, L3.2, L3.3) and three capacitors (C3.1, C3.2, C3.3). The output filter is connected to a three-phase output (En sp.). The output filter is connected to a three-phase output (En sp.).

Una calibración automática de dos pasos se lleva a cabo a intervalos de 24 horas.

El aire se suministra a la válvula neumática Y 3.1 a través de solenoides Y 1.1, Y 1.2, e Y 1.3. La válvula neumática Y 3.1 cierra la conexión entre la junta 2 sensor S 3.1 y la línea inspiratoria. La válvula neumática Y 3.2 se abre mientras que, al mismo tiempo, la O 2 sensor se purga con aire a través del restrictor R 3.2 durante aproximadamente 2,5 minutos.

Entonces, de purgar con O₂ se lleva a cabo de la misma manera. Después de la calibración, el solenoide Y 1.1 cambia de nuevo al aire, el solenoide Y 1.3 se cierra, la válvula neumática Y 3.2 se cierra, también, y la válvula neumática Y 3.1 vuelve a conectar la O₂ sensor a la línea inspiratoria.

9.2 Medición de la presión de vía aérea

Debido al flujo continuo, los resultados de medición inspiratorios en un valor que es mayor que el valor medido en la pieza en Y. Puesto que un espiratorio resultados de la medición en un valor que es demasiado bajo, un valor medio se calcula a partir de los valores medidos de los sensores de presión relativa y se visualiza en la pantalla.

Un tubo de medición bactericida evita la contaminación del sensor de presión con gas espiratorio.

9.3 Neumática Control de PCB

La PCB de control neumática es la unidad de salida de la CPU 68000. Se recibe datos en serie desde el PCB I / O y desencadena las válvulas correspondientes.

Otras funciones de PCB de control neumática: alimentación de tensión al calentador sistema de paciente, la fuente de alimentación a la válvula de PEEP / PIP.




Fig. 13: Diagrama de bloques de la PCB de control neumática

9.4 Neumática tarjeta analógica

Los controles y los monitores de PCB Neumática Analógicos la operan de tensión y la tensión no disruptiva a las válvulas. El PCB neumática analógico está instalado en el PCB de control neumática.




Fig. 14: Diagrama de bloques de la PCB Neumática Analog




Fig. 15: Diagrama de bloques de la PCB Neumática Analog

9.5 Sistema de calefacción paciente

El calentador sistema paciente consiste en una resistencia de calentamiento situado en la conexión espiratorio-válvula.

9.6 Presión PCB Base Sensor

La presión PCB Base Sensor tiene cuatro sensores de presión para la medición de P_{insp} , PAG_{exp} , AIR y O₂ presiones de suministro y de la coordinación de la presión y la O₂ señales de medición.

9,7 O₂ amplificador PCB

la O₂ Amplificador PCB amplifica las señales del sensor directamente en el sensor.

10 Los componentes de la Formación de metales

El conjunto electrónico consiste en las siguientes tablas y subconjuntos de circuito impreso:

Fuente de alimentación

PCB placa base

CPU 68000 PCB

I PCB / O

El flujo de PCB (Babylog 8000) (opcional)

Monitoreo de PCB / PCB Watchdog

Frente adaptador de tarjeta

Front Controller PCB (Babylog 8000 / Babylog 8000 SC con pantalla de cristal líquido)

PCB frontal (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus con EL Display)

Pantalla PCB (Babylog 8000 / Babylog 8000 SC con pantalla de cristal líquido)

EL pantalla (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus con pantalla EL)

campo potenciómetro

campo de visualización

PCB de comunicación (opcional)

PCB Interface (opcional)

Unidad de fuente de alimentación 10.1

La fuente de alimentación suministra Babylog con las siguientes tensiones:

+ 5 V

+ 15 V

- 15 V

+ 27 V

La unidad de fuente de alimentación comprende la conexión a la red, el conmutador ON / OFF, y los fusibles.

10.2 PCB placa madre

Todas las conexiones eléctricas entre las placas de circuitos impresos individuales son guiados a través de la PCB de la placa base. Las conexiones de cable van al panel frontal, para el conjunto de neumático, y al panel trasero, que contiene la batería recargable, el ventilador, el altavoz, y la conexión de flujo sensor.

10.3 CPU 68000 PCB

El PCB CPU 68 000 comprende los siguientes componentes: 68000 CPU, memoria EPROM, memoria RAM, memoria RAM cronometrador, decodificador de dirección, multi función periférica (cuatro temporizadores de 8 bits, RS 232 de interfaz, puerto de 8 bits I / O), DTACK y autobús generador de error, perro guardián, de restablecimiento de encendido, del controlador de interrupciones, el controlador de bus, y la interfaz de bus.

El PCB CPU 68 000 es sincronizado con 8 MHz. Si está instalado el kit de conversión "comunicación", la frecuencia de reloj se aumenta a 16 MHz.




Fig. 16: Diagrama de bloques de la PCB CPU 68000

10.4 I PCB / O

Las medidas de PCB O las señales de E / S analógicas 2 la concentración, la presión inspiratoria, la presión espiratoria, la presión de suministro de aire, y O 2 presión de suministro, y activa el altavoz y la válvula de PEEP / PIP.




Fig. 17: Diagrama de bloques de la PCB I / O

10.5 PCB Flow (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus) (opcional)

El PCB Flow en Babylog 8000 / Babylog 8000 plus mide el flujo. Se proporciona los siguientes bloques de función: puentes de sensores con amplificadores sensores, convertidor, mínimos del sistema Z80 microprocesador, la interfaz de bus de analógico a digital Z80-68000.




Fig. 18: Diagrama de bloques de la PCB Flow

10.6 Monitoreo de PCB

Las medidas de vigilancia de los PCB y los monitores de todas las señales de medición y de estado. El PCB Monitoring compara estas señales con las señales de la CPU 68000. Si se produce un error, el PCB Monitoring apaga las válvulas, activa el generador de alarma audible, y restablece el PCB CPU.

Un microprocesador Z80 (mínima del sistema) controla el PCB de Seguimiento. El PCB Monitoring se comunica con la CPU 68000 a través de un interfaz de bus.

10.6.1 Medición de señales analógicas

O₂ concentración

Potenciómetros (O₂, V_{insp}, T_{YO}, T_{MI}, P_{AG En sp}, PEEP / CPAP)

Presión P_{En sp}

La temperatura del sistema

Tensiones de alimentación (referencia potenciómetro, batería recargable, gnda, de referencia GND, 27 V)

voltaje de la válvula

10.6.2 Medición de las entradas digitales

STATUS CPU 68000 (reajustar)

flujo STATUS (reajustar)

STATUS I / O (placa de circuito impreso está disponible)

válvulas de estado (monitoreo de corriente y de accionamiento en el PCB Neumática analógica)

Falla de energía

Posición del interruptor de encendido

10.6.3 Medición de salidas digitales

LEDs de alarma (2 LED en la PCB Display)

prueba de flujo 1 y 2 (para el flujo de PCB)

Encendido de los relés de válvula K1 y K2 (alimentación de tensión a las válvulas y PEEP / válvula de PIP en la PCB Neumática Control)

reinicio de la CPU PCB

Indicación del estado de 7 segmentos para mensajes de error

generador de alarma audible de espera

monitoreo de altavoz a través del micrófono

carga de la batería y el circuito de pruebas

Prueba de las tensiones de alimentación 5 V, 15 V, -15 V (Display PCB)




Fig. 19: Diagrama de bloques de la PCB Monitoring

Diagrama de bloques de la PCB de vigilancia de la PCB Monitoreo (en nuevas placas PCB Watchdog está integrado en el PCB Monitoreo).




Fig. 20: Diagrama de bloques de la PCB Watchdog

10.7 Frente adaptador de tarjeta

El PCB adaptador frontal conecta el 68000 de la CPU al panel frontal. Los paneles frontales proporciona los elementos de control y visualización.

El PCB adaptador frontal reduce el bus de datos de 16 bits a 8 bits, genera señales de control para el panel frontal, y controla la pantalla LC (RAM de vídeo y el controlador LCD) o la pantalla EL.

El las señales analógicas fuente de alimentación y son dirigidos desde el PCB placa base para el panel frontal a través de la placa frontal del adaptador.




Fig. 21: Diagrama de bloques de la placa frontal del adaptador

10.8 frontal del controlador PCB

(Babylog 8000 / Babylog 8000 SC con display LC)

El PCB Controller frente lee en las llaves del campo potenciómetro y la pantalla, controla los LEDs del campo potenciómetro y la pantalla, los poderes de la pantalla LC con tensión de funcionamiento (contraste), controla la retroiluminación de la pantalla LC, y genera la señal de control para el gráfico de barras .




Fig. 22: Diagrama de bloques de la PCB controlador frontal (Babylog 8000/8000 SC con pantalla LC)

10.9 PCB frontal (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus con EL Display)

El PCB frente lee en las teclas del campo potenciómetro y la pantalla, controla los LEDs del campo potenciómetro y la pantalla, alimenta el display EL con la tensión de funcionamiento (contraste), y genera la señal de control para el gráfico de barras.




Fig. 23: Diagrama de bloques de la placa frontal

10.10 Pantalla PCB (Babylog 8000 / Babylog 8000 SC con display LC)

El PCB Display contiene la electrónica de control para la matriz de LED de la gráfica de barras.




Fig. 24: Diagrama de bloques de la PCB Display

10.11 EL pantalla (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus con EL Display)


La pantalla EL (mini Lectro L uminescence re isplay) se compone de la pantalla EL, el convertidor de pantalla EL, y el cable de la pantalla EL conexión.

La pantalla muestra las señales de EL y otra información. El convertidor de pantalla EL genera la tensión (200-240 V ac) para la tensión de la luminiscencia de la pantalla EL. La pantalla EL y el convertidor están "emparejados".

EL pantalla



display EL cable de conexión



EL convertidor de pantalla




Fig. 25: Componentes de la pantalla EL

10.12 potenciómetro Campo

El Campo Potenciómetro comprende los siguientes componentes:

6 potenciómetros (O₂ % en vol., T_{YO}, T_{MI}, En sp. Flow, P_{En sp}, PEEP / CPAP)

9 LEDs (O₂ % en vol., T_{YO}, T_{MI}, En sp. Flow, P_{En sp}, PEEP / CPAP, CPAP, IPPV, reserva)

3 teclas (CPAP, IPPV, reserva) (Vent. Modo, de Vent. Opción, reserva de conformidad con la versión de software 5.n

10.13 Campo de visualización

El campo de visualización contiene los siguientes componentes:

11 teclas (silencio, reset, man./insp., Menú, las teclas de 1 a 6, en la luz). La tecla "luz" sólo está disponible en Babylog 8000 con pantalla de cristal líquido.

Las señales principales son leídas en el medio de la Placa de Control frontal o el PCB frontal.

matriz de LED de la gráfica de barras. La matriz de LED se controla a través de la PCB Display.

7 LEDs (advertencia (amarillo), el modo, el seguimiento, el silencio, desencadena 1 a 3). Los LEDs son controlados a través de la PCB controlador frontal o la PCB frontal.

2 LEDs rojos de alarma. Los LEDs son controlados a través de la PCB Monitoring PCB / Watchdog.

10.14 Comunicación PCB

La PCB de comunicación controla una impresora externa, un ordenador y una grabadora analógica. La PCB de comunicación está equipada con una interfaz RS232, dos salidas de 12 bits D / A, y una salida de disparo digital. Todas las salidas están aisladas eléctricamente de la electrónica. Versión de software 3.00 o superior, una PCB CPU con 16 MHz (la PCB CPU con 8 MHz era estándar hasta el final de 1992) y el PCB de interfaz con las salidas en el panel posterior son requisitos mínimos para el funcionamiento.




Fig. 26: Diagrama de bloques de la PCB de comunicación

10.15 Interfaz PCB

El PCB es una interfaz de placa de circuito impreso pasiva con las siguientes conexiones:

Cable de flujo sensores

2 salidas analógicas

salida de disparo

RS 232

Se requiere que el PCB de interfaz para la función de comunicación opcional.




Fig. 27: interfaz PCB

11 sensores**11.1 Sensores de presión**

La función de los sensores de presión según el principio piezorresistivo. Un chip de silicio de aproximadamente 4 mm en 4 mm tiene 4 ion resistencias implantados. El chip de silicio también está equipado con un diafragma de presión.

11.2 Y-Pieza con sensor de flujo (Babylog 8000 / Babylog 8000 plus)

La pieza en Y con sensor de flujo integrado se utiliza en sistemas de gas respiratorias pediátricas. Esta pieza en Y conecta las mangueras de gas respiratorio de Babylog 8000 / Babylog 8000 plus a la conexión de catéter del paciente.




Fig. 28: Sensor de flujo

El sensor de flujo funciona según el principio de medidor de flujo de alambre caliente. Tiene un cable de medición adicional para el reconocimiento de dirección.

11.2.1 Principio de medición del flujo Puente de Medida

El sensor de flujo incorpora dos caudalímetros de hilo caliente. Un alambre separado se utiliza para el reconocimiento de dirección. Ambos cables se evalúan en la PCB de flujo por dos canales de medición separados.




Fig. 29: Esquema de principio del puente de medición de flujo

El puente de medición comprende los resistores R 54, R 72, R 70, y el cable de medición del sensor.

El cable de medición se mantiene a una resistencia constante. Esto significa que la cantidad de calor disipado por el flujo de gas tiene que ser reajustado. Como desviación del sistema el voltaje pasa a través del nodo R 54 / R 72 y el cable de medición R 70. Si la tensión se ajusta a "0", la corriente que fluye a través del cable de medición y el R 70 es una medida para el calor disipado. La fuente de energía controlable se hace con V 7. N 7 es un controlador con comportamiento PI. Para ajustar el puente de una corriente se puede inyectar a través del convertidor D / A D 24 en el nodo R 54 / R 72. La corriente a través del puente se cambia de tal manera que el cable comienza a brillar. La quema de alambre se evita mediante un limitador de corriente. El limitador de corriente compara los voltajes y conmuta la fuente de corriente apagado, si es necesario. Limitación de corriente se efectúa a través del comparador, que está conectado a la entrada de V 7. La corriente a través del puente de medición de flujo se cambia con fines de prueba. R 70 es una resistencia de medición de corriente (medición de cuatro hilos), que mide la corriente de calentamiento (tensión proporcional).

11,3 O₂ Sensor

la O₂ sensor es una célula doble, que funciona según el principio de la pila de combustible, es decir, que es una célula electroquímica que genera una tensión por medio de una corriente de iones. La célula consiste en una cápsula que incorpora electrolitos, ánodos de plomo y dos cátodos de oro con Teflon diafragma.




Fig. 30: O₂ célula del sensor

El oxígeno a medir difunde a través de la membrana de Teflón, se somete a una reacción química en el cátodo de oro y produce óxido de plomo y agua en el ánodo de plomo. Durante este proceso químico se genera una tensión eléctrica que es proporcional a la presión parcial de oxígeno. Los cátodos de oro son negativos, el ánodo de plomo es positivo. La resistencia interna se determina por la superficie de los electrodos, la velocidad de difusión de oxígeno, y las distancias. En condiciones normales, la resistencia interna es de 700 ohmios.

Como la mayoría de los procesos químicos, este proceso es también dependiente de la temperatura. Por lo tanto, las resistencias de compensación se conectan en paralelo al sensor. Estas resistencias corregir la tensión de medición en relación a la resistencia interna. Dos voltajes se generan que son idénticos dentro de las tolerancias especificadas. Las tensiones se comparan entre sí. Los dos cátodos de oro están dispuestos por separado. Las dos tensiones no influyen entre sí. Si un cátodo de oro falla, el otro lleva a cabo la medición. En este caso, los componentes electrónicos podrían informar de un fallo de funcionamiento.

Sustitución de elementos no reparables

1 Información importante

Siga las instrucciones en este manual y lea cuidadosamente y siga todas las indicaciones siguientes en un símbolo de advertencia o información. Si ignora los mensajes de advertencia, esto puede conducir a lesiones personales y / o daños en el dispositivo.

Las partidas no reparables sólo deben ser sustituidas por personal de servicio cualificado.

Antes de retirar el panel posterior, desconecte el enchufe de alimentación de la red eléctrica y desconectar el dispositivo de la alimentación de gas central.

Observar precauciones antiestáticas antes y durante cualquier procedimiento correctivo.

Después de realizar cualquier reparación o inspección de los dispositivos médicos, llevar a cabo una comprobación final antes de regresar a los dispositivos de uso normal.

2 Limpiar o sustituir el filtro de aire de refrigeración cada 4 semanas

- Tire del filtro de aire de refrigeración **1** de su montaje en el panel trasero.
- Insertar un nuevo filtro de aire de refrigeración o lavar la antigua en agua caliente con unas pocas gotas de líquido lavavajillas. pozo seco.
- Colocar el filtro de aire de refrigeración **1** en el soporte (asegúrese de que está libre de pliegues).




Figura 1: Filtro de aire de refrigeración

3 Sustitución de la O₂ Cápsula de sensor

- Quitar los tornillos de cabeza ranurada 1 en la cubierta en el lado derecho y con cuidado tire de la cubierta hacia fuera.
- Tire del O₂ gastado 2 cápsula de sensor de su montura.
- Insertar la nueva junta 2 cápsula del sensor en el soporte (los conductores en forma de anillo deben mostrar hacia la cubierta).
- Empuje la tapa en su lugar y fijarla con los tornillos 1.
- Calibrar el O₂ sensor manualmente.




Figura 2: O₂ Cápsula de sensor

3.1 O₂ La calibración del sensor

La calibración se realiza automáticamente cada 24 horas durante el funcionamiento.

La calibración debe llevarse a cabo de forma manual después de la sustitución de la cápsula del sensor.

El ajuste puede llevarse a cabo de forma manual en cualquier momento.

3.2 Calibración de la O₂ Después del reemplazo de sensor

- Pulse la tecla 2 en el menú principal.





Fig. 3: Vista frontal

La siguiente pantalla aparece en la pantalla LCD:




- Presione el " California " llave.

La siguiente pantalla aparece en la pantalla LCD:



- presione el "FiO2" llave.



Después de aprox. 5 min, la pantalla "O₂ Cal" desaparece del campo de estado y se completa la calibración.

El mensaje en la pantalla se puede cancelar de la siguiente manera:

- presione el **Comprobar reinicio** llave.

3.3 Eliminación de la O₂ Cápsula de sensor

La cápsula del sensor de O₂ es un residuo especial. Desechar de conformidad con las normas de eliminación de residuos.

4 Sustitución de la obturación de labio Cada 2 años

- Levante la palanca 1 y sacar la válvula de espiración.




Fig. 4: Extracción de la válvula espiratoria

- El uso, por ejemplo, una de cabezal esférico 2,5 mm destornillador para extraer los viejos obturación de labio 2. Insertar los nuevos sellos de contacto y asegurarse de que encajan correctamente.




Fig. 5: Ubicación de la obturación de labio

- Re-montar la válvula espiratoria. Para ello, levante la palanca y coloque la válvula de espiración a la parte delantera utilizando las barras de guía.
- Bloquear la válvula de espiración con el conmutador 1.

5 Sustitución de la batería de NiCd (Power alarma de fallo) Cada 2 años

- Retire el tornillo 1 en la cubierta del ventilador / altavoz.




Fig. 6: Apertura de la cubierta del altavoz

- baje con cuidado la tapa 3.
- Desconecte el cable de conexión 2 y coloque la tapa 3 aparte.
- Quitar los tornillos 4 en la montura de la batería.




Fig. 7: Extracción de la cubierta del altavoz

- Retire la batería 5 e instalar uno nuevo.




Fig. 8: Sustitución de la batería

- Vuelva a montar el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC. La batería para alarma de fallo de energía se recarga automáticamente durante el funcionamiento.

Después de sustituir la batería, permite que el dispositivo funcione durante al menos media hora con el fin de cargar suficientemente la batería.



Sin alarma acústica sonará en caso de fallo de alimentación si la batería no está suficientemente cargada. Riesgo de lesiones graves o la muerte. Permitir que el dispositivo funcione durante al menos media antes de la aplicación clínica.

6 Sustitución del reductor de presión cada 6 años

- Desconecte el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC de la red eléctrica.
- Desconectar las mangueras de suministro de gas del cilindro / gas de suministro de gas central.
- **Desenganchar el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC desde el carro. Para ello, aflojar las tuercas estriadas 1 en el panel posterior.**




Fig. 9: Localización de las tuercas estriadas




Fig. 10: Desenganchar el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC

- Quitar los tornillos 2 a partir de los dos paneles laterales.




Fig. 11: Izquierda y derecha del panel

- Quitar los tornillos inferiores 3 de las correas de fijación en el panel de la izquierda y la derecha.




Fig. 12: La eliminación de las correas de fijación

- Quitar los tornillos inferiores 4 de las correas de fijación en el panel posterior.




Fig. 13: Panel posterior del Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC

- levante suavemente la parte superior y colocarlo junto a la parte inferior.
- Quitar los tornillos 5.
- Retire la placa de conexión de suministro de gas 6.
- Retire los dos filtros y la junta. Aflojar los tornillos 7 en el bloque de alimentación.




Fig. 14: Bloque de suministro

- Inclíne ligeramente el bloque de suministro 8. Asegúrese de no dañar los tubos o las placas de circuito impreso.




Fig. 15: Asamblea neumático del Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC



Inclinar el bloque de alimentación en exceso puede causar daños en las mangueras y / o placas de circuito impreso. No incline el bloque de suministro más de lo necesario.

- Quitar los tornillos de fijación 9 a partir de los reductores de presión.
- Tire de los reductores de presión.




Fig. 16: Bloque de suministro

- Reemplazar los reductores de presión 10 para el aire y O₂ incluyendo las juntas tóricas 11 (parte D19080 número) y 12 (número de pieza M23154).




Fig. 17: Reductores de presión

- Montar los reductores de presión sobre el bloque de alimentación.
- Montar el bloque de alimentación.
- Vuelva a insertar la junta y los filtros (lado de la tela de alambre muestra hacia dentro).
- Montar la placa de conexión de suministro de gas.

- Desbloquear los reductores de presión tirando de los anillos de ajuste 1 en la dirección de A.
- A su vez los anillos de ajuste 1 en sentido antihorario en la dirección de **segundo** en la medida en que se vaya (reductores de presión estarán cerradas).




Fig. 18: Asamblea neumática

- Conecte a la corriente de aire única y encienda el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC.
- Ajustar los siguientes parámetros:
Mode = CPAP; PEEP / CPAP ajustador = 0 mbar; En sp. flujo = 1 L / min




Fig. 19: Aire de alimentación Configuración de la prueba

- Llevar a cabo la medición con un manómetro y una mirilla secreción en la salida neumática.
- Lentamente gire el anillo de ajuste de la presión de aire reductor de las agujas del reloj. El mensaje "no hay aire comprimido" en la pantalla LCD desaparece.
- **Ajuste el regulador de presión de 1,7 - 0.1 bar.**
- Ajuste el INSP. flujo ajustador a 30 L / min. El manómetro debe indicar al menos 1,3 bar.
- Desconecte el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC desde el suministro de aire y conectarlo al suministro de oxígeno.
- Ajustar los siguientes parámetros:
Mode = CPAP; PEEP / CPAP ajustador = 0 mbar; En sp. flujo = 1 L / min.




Fig. 20: O2- Suministro Configuración de la prueba

- Llevar a cabo la medición con un manómetro y una mirilla secreción en la salida neumática.
- Lentamente gire el anillo de ajuste de la O2 las agujas del reloj reductor de presión. El mensaje "sin oxígeno" en la pantalla LCD desaparece.

- Ajuste el regulador de presión de 1,7 - 0.1 bar.
- Ajuste el INSP. fluir ajustador a 30 L / min. El manómetro debe indicar al menos 1,3 bar.
- Bloquear los dos anillos de ajuste pulsando en dirección de las flechas **DO**.
- Asegúrese de que el sistema de manguera está libre de fugas.





Fig. 21: Bloqueo El reductor de presión

- Vuelva a montar el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC y devolverlo al servicio readyfor de usar.

Esquemas y diagramas

1 Esquemas y Diagramas




Version 0 valid up to serial no. ARDK (Sep. 91)

incl. spring (25 mbar in Y 3.3)

incl. pressure limiting valve (85 mbar) in PEEP/PIP valve,

Figura 1: Esquema de funciones del Babylog 8000 "Versión 0"





Version 1 up to ARDL (Oct. 91)
 without spring (25 mbar in valve Y 3.3 without Pressure
 limiting valve (85 mbar) at

Fig. 3: Esquema de funciones del Babylog 8000 "Versión 1"





Fig. 4: Diagrama de tubos Babylog 8000 "Versión 1"



Version 2 (as of 1992)
without spring (25 mbar in valve Y 3.3) without Pressure
limiting valve (85 mbar) in PEEP valve

Fig. 5: Esquema de funciones del Babylog 8000 "versión 2"






Fig. 6: Diagrama de tubos Babylog 8000 "versión 2"




Version 3 (same as Version 2 + a nebulizer)

A nebulizer can be retrofitted in Versions 0, 1 and 2.

Fig. 7: Esquema de funciones del Babylog 8000 / Babylog 8000 SC "Versión 3"





Version 3 (same as Version 2 + a nebulizer) with conversion kit
"purge flow"

Fig. 9: Esquema de funciones del Babylog 8000 / Babylog 8000 SC "Versión 3" con kit de conversión "flujo de purga"

Importante: Este kit de conversión sólo es necesario cuando los problemas de medición de presión se producen en el modo de HFV mientras que el Aquamod está conectado.





Fig. 10: Diagrama de tubos Babylog 8000 / Babylog 8000 SC (Versión 3 con kit de conversión "flujo de purga")

El restrictor de flujo de purga está integrado en la manguera de silicona (84 11 459)



Version 3.10
Version 3.10 with leakage compensation (avoids a subsequent

Fig. 11: Diagrama de funcionamiento del Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC “Versión 3.10”




Fig. 12: Diagrama de tubos Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC "Versión 3.10"

Lista de errores

1 Error de mensajes

Si el sistema detecta un error de hardware o software, se muestra un número de error en la pantalla LC.

Los números de error se subdividen en las siguientes gamas:

| Número | Distancia |
|-----------|--|
| 000 a 999 | PCB de la CPU 68000 |
| 100 a 199 | flujo de PCB |
| 200 a 299 | monitoreo de PCB |
| 300-399 | I PCB / O |
| 400-499 | PCB de comunicación |
| 500-599 | PCB de la CPU 68000 |
| 600-699 | flujo de PCB |
| 700-799 | monitoreo de PCB |
| 800-899 | Los errores detectados por el PCB Monitoreo. Si se produce este error, números de error en parte más detalladas se muestran en el display de 7 segmentos de la PCB de Seguimiento. |

2 Lista de mensajes de error del dispositivo



Si se produce un error, leer los mensajes de error Babylog 8000/8000 SC en el display de 7 segmentos de la PCB Monitoreo!

Tabla 1: Los mensajes de error de dispositivo

| número de error de visualización | número de error de PCB monitoreo | Sentido |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 000 | | CPU error PCB ROM |
| 001 | | CPU Error de RAM PCB |
| 002 | | Una o más claves atascado (continuamente presionado). |
| 003 | | La transmisión de datos entre la CPU PCB y la RAM de doble puerto de la PCB Monitoreo es interferida. |
| 004 | | error de watchdog o reinicio de la CPU PCB |
| 005 | | error de PCB de la CPU: La CPU PCB está en la fase de arranque, aunque el PCB El monitoreo se ejecuta en segundo plano (por ejemplo, mediante un restablecimiento de PCB de la CPU). |
| 006 | | error vectorial o restablecimiento PCB CPU |
| 500 | | Error de software: modo de operación incorrecta, por ejemplo, error en el almacenamiento de los datos operativos en la memoria RAM de controlador de tiempo en la PCB de la CPU. |
| 501 | | Monitoreo de PCB no funciona correctamente |
| 502 | | Flujo de PCB no funciona correctamente |
| 503 | | error de software PCB CPU: fase de la respiración no permitida |
| 504 | | error de software CPU PCB |

Tabla 1: Los mensajes de error de dispositivo










| número de error de visualización | número de error de PCB monitoreo | Sentido |
|----------------------------------|---|---|
| 505 | | error de software CPU PCB |
| 506-513 | | CPU error de software PCB. |
| 800 |  | FiO 2 demasiado alto en más de 10 vol. %. |
| 801 |  | FiO 2 demasiado baja en más de 10 vol. %. |
| 802 |  | FiO 2 desviación medida entre el maestro (PCB CPU y I / O PCB) y Monitoreo PCB es demasiado alto. |
| 803 |  | Medido PInsp al potenciómetro de ajuste PInsp demasiado alto en más de un 25 mbar (CMH 2 O). |
| 804 |  | PInsp mayor que 110 mbar (cmH2O). |
| 805 |  | PInsp menos de -5 mbar (cmH2O) |
| 806 |  | Medición de flujo en el circuito impreso flujo es defectuoso |
| 807 |  | Evaluación del potenciómetro es defectuoso: Maestro (PCB CPU y PCB Frontcontroller) y Monitoreo de la placa lea valores diferentes. |
| 809 |  | Batería o de la batería de carga defectuoso (voltaje de la batería <7 V) |

Tabla 1: Los mensajes de error de dispositivo











| número de error de visualización | número de error de PCB monitoreo | Sentido |
|----------------------------------|---|---|
| 810 |  | Interruptor de red de contacto auxiliar es defectuoso, (voltaje de la batería > 12 V) |
| 811 |  | relé de seguridad en el control de PCB neumático es defectuoso. |
| |  | Durante la secuencia de arranque, PCB CPU maestra y PCB Monitoreo no se ejecutan de forma sincrónica. |
| 813 |  | Las válvulas de supervisión del conductor en la PCB analógica neumático defectuoso. Se aplica a las versiones de software 3.n y 4.n solamente: Aire y O2 suministros de presión no están conectados al encender. |
| 815 |  | + 27 V de alimentación de tensión está defectuoso. |
| 816 |  | accionamiento de la válvula es defectuosa. |
| 817 |  | Altavoz o retroalimentación es defectuoso. |
| 818 |  | Babylog temperatura del dispositivo 8000/8000 SC es demasiado alto. |
| 819 |  | Medición de la temperatura es defectuoso. |
| 820 |  | + 15 V comparador es defectuoso. |

Tabla 1: Los mensajes de error de dispositivo


















| número de error de visualización | número de error de PCB monitoreo | Sentido |
|----------------------------------|---|---|
| |  | - 15 V comparador es defectuoso. |
| |  | + 5 V comparador es defectuoso. |
| |  | + 27 V comparador es defectuoso. |
| 822 |  | O 2 secuencia de calibración es defectuosa. |
| 823 |  | El PCB CPU no está funcionando adecuadamente, de acuerdo con el PCB Monitoreo. |
| 824 |  | Temporizador en la memoria RAM cronometrador en la PCB de la CPU es defectuoso. |
| 825 |  | unidad de alimentación es defectuosa, 15 V de error. |
| |  | unidad de alimentación está defectuoso, -15 V de error. |
| |  | unidad de alimentación es defectuosa de error, 5 V. |
| |  | unidad de alimentación es defectuosa, 27 V de error. |
| |  | El PCB monitoreo es defectuoso. |

Tabla 1: Los mensajes de error de dispositivo

| número de error de visualización | número de error de PCB monitoreo | Sentido |
|----------------------------------|---|---|
| |  | RAM en Monitoreo PCB es defectuoso. |
| |  | ROM sobre Monitoreo PCB es defectuoso. |
| |  | Powerfail de la fuente de alimentación. |
| |  | prueba de vigilancia sobre el control de PCB tras el encendido. |
| |  | prueba de vigilancia sobre Monitoreo de PCB ha completado. |
| |  | Maestro (PCB CPU) no comenzó después del inicio SC Babylog 8000/8000. |

anexo

Lista de piezas de repuesto

Lista de pruebas

Información técnica de acuerdo con la norma EMC IEC / EN 60601-1-2: 2001

Catálogo de piezas de repuesto

Babylog 8000

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8409200 | Babylog 8000 d / e 220 / 240V | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410270 | Babylog 8000, Franz. | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410280 | Babylog 8000, EE.UU. | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410564 | Babylog 8000, Japón | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411111 | Babylog 8000, Canadá | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|-----------------|-------------|------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8305367 | estera de filtro | 1,000 | s t | 29991231 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8410813 | SCHLAUCHSET AQUAMOD | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411148 | SCHLAUCHSET AQUAMOD VAF 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 2M85337 | RAIL COMPACT | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410718 | WANDKONSOLE Babylog 8000 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 2M19460 | AUFNAHMEPLATTE | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8409609 | Brazo articulado 240 DEGR. | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411075 | SCHLAUCHHALTER | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410565 | 100V AQUAMOD | 1,000 | s t | 20051231 | | |
| | 8410600 | Anfeuchtermodul | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410535 | MODULHALTER F.INKUBATOR 8000 | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410536 | Modulhalter | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | M29239 | AIR-conecte la manguera de 3M | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | M29259 | AIR-conecte la manguera de 5M | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410250 | AQUAMOD 220-240 V | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|----------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | M29231 | O2-conexión de la manguera de 3M | 1,000 | s t | 00000000 | | azul 3m |
| | M29251 | O2-conecte la manguera de 5M | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8407475 | PEEP-válvula (Ambu-PEEP) | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 2105438 | SAUERSTOFFSCHLAUCH (119.052 0) RE | 1,000 | s t | 20001231 | | |
| | 8409738 | KONDENSATABSCHEIDER (IN / EX) 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 8411025 | RUESTSATZ | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411023 | KUPPLUNG | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8405752 | CONO 22A | 1,000 | s t | 29991231 | | |
| | M19351 | Konnektor F.TRACHEALTUB.11 | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411024 | Dichtstopfen | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8405000 | MEDICAMENT nebulizador (PNEU) | 1,000 | s t | 20051231 | | |
| | 2120941 | Baby-Resutator 2000 | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto


| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8410813 | SCHLAUCHSET AQUAMOD | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8411148 | SCHLAUCHSET AQUAMOD VAF 1.000 | | S t | 00000000 | | |
| | 8408950 | EXSP.-Ventil Babylog 8000 | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8410185 | Y-Stueck mit Flow-Sensor | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8409625 | WASSERSCHLAUCH AQUAMOD 1.000 | | S t | 00000000 | | |
| | 8409840 | Pumpenaggregat Aquamod | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8408647 | Temp.-Sensor Aquamod | 1,000 | S t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
 No drawing planned/scheduled
 Aucun schéma prévu
 Ningún plano previsto


| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8410813 | SCHLAUCHSET AQUAMOD | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411148 | SCHLAUCHSET AQUAMOD VAF 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 8408950 | EXSP.-Ventil Babylog 8000 | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410185 | Y-Stueck mit Flow-Sensor | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410179 | Flowsensor 5er Set BL8000 | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411130 | ISO15 Flow-Sensor-Geh. | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 6850645 | CÁPSULA PARA O2-detector (DW) | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8409875 | TEMPERATURESENSORKABEL 1,2 M | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8305367 | estera de filtro | 1,000 | s t | 29991231 | | |
| | 8410600 | Anfeuchtermodul | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8409626 | Anschlusskabel Flowsensor | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8409680 | Silikonschlauch K 0,12m | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8409636 | Silikonschlauch K 0,25m | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8403070 | Silikonschlauch K M, 0,35 M | 1,000 | s t | 29991231 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto


| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|---------------------------|-------|----------|---------|----------|-------------|
| | 8403073 | Siliconschlauch K 0,6m | 1,000 | S t | | 29991231 | |
| | 8403080 | Siliconschlauch K 1,0m | 1,000 | S t | | 29991231 | |
| | 8410819 | Schlauch (leicht) 0,12m | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 8410817 | SCHLAUCH, (LEICHT) 0,25 M | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 8410816 | SCHLAUCH, (LEICHT) 0,40m | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 8410814 | SCHLAUCH, (LEICHT) 0,65m | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 8410815 | SCHLAUCH, (LEICHT) 1,00 M | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 8410818 | SCHLAUCH, (LEICHT) 1,20m | 1,000 | S t | | 19981231 | |
| | 8409897 | DOPPELKONUS 11A | 1,000 | S t | | 00000000 | |



| Articulo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| 27 | 8305367 | estera de filtro | 1,000 | s t | 29991231 | | |



| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|---------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| 1 | 8409626 | Anschlusskabel Flowsensor | 1,000 | st | 00000000 | | |



| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|--------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| 1-3 | 8409280 | Fahrgestell Babylog 8000 | 1,000 | st | 00000000 | | completar |

| Articulo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|--------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| 1-4 | 8418097 | int Fahrgestell. bl 8000 | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 9028004 | GA BL 8000 Schnittstelle de / en | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9028117 | GA KOMMUNIKATION E | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9028085 | GA-Babylog 8000 D / E | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9028175 | GA-8000 D Babylog | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9028220 | GA-8000 E Babylog | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9028884 | GA Babylog 8000 plus 5.n ES | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9028885 | GA Babylog 8000 SW 5.n FR | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9028886 | GA Babylog 8000 plus 5.n ES | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9028887 | GA Babylog 8000 plus 5.n TI | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9028888 | GA Babylog 8000 plus 5.n SV | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9028889 | GA Babylog 8000 SW 5.n enUS 1.000 | | S t | 00000000 | | |
| | 9029032 | GA Babylog 8000 plus 5.n NL | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9029053 | GA-Babylog 8000 SW 5.ND | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 9029054 | GA-Babylog 8000 SW 5.NE | 1,000 | S t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 9029058 | GA Babylog 8000 SW 5.n enca 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 9029427 | GA Babylog 8000 plus 5.n RU 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 9029599 | GA BabyView SW 1.n NL | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9037162 | Beiblatt f.GAs Babylog 8000 de | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9037447 | GA Babylog 8000 plus 5.n hu | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|--------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8411014 | Grundversion Babylog 8000 SC J 1,000 | | s t | 00000000 | | |
| | 8411219 | Grundversion Babylog 8000 SC F | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411220 | Grundversion BL 8000 SC d / e | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
 No drawing planned/scheduled
 Aucun schéma prévu
 Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8410813 | SCHLAUCHSET AQUAMOD | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8403075 | 90degree Y PIEZA | 1,000 | S t | 29991231 | | |
| | M19334 | Konnektor F.TRACHEALTUB.2,5 | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8402953 | CAPS SET | 1,000 | S t | 29991231 | | |
| | 8409280 | Fahrgestell Babylog 8000 | 1,000 | S t | 00000000 | | completar |
| | 8410718 | WANDKONSOLE Babylog 8000 1.000 | | S t | 00000000 | | |
| | 2M19460 | AUFNAHMEPLATTE | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8409609 | Brazo articulado 240 DEGR. | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8411075 | SCHLAUCHHALTER | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8410250 | AQUAMOD 220-240 V | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8410565 | 100V AQUAMOD | 1,000 | S t | 20051231 | | |
| | 8410600 | Anfeuchtermodul | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8410535 | MODULHALTER F.INKUBATOR 8000 | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8410536 | Modulhalter | 1,000 | S t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|----------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | M29239 | AIR-conecte la manguera de 3M | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | M29259 | AIR-conecte la manguera de 5M | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | M29231 | O2-conexión de la manguera de 3M | 1,000 | s t | 00000000 | | azul 3m |
| | M29251 | O2-conecte la manguera de 5M | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
 No drawing planned/scheduled
 Aucun schéma prévu
 Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 2120941 | Baby-Resutator 2000 | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8407475 | PEEP-válvula (Ambu-PEEP) | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 2105438 | SAUERSTOFFSCHLAUCH (119.052 0) RE | 1,000 | S t | 20001231 | | |
| | 8409738 | KONDENSATABSCHEIDER (IN / EX) 1.000 | | S t | 00000000 | | |
| | 8412628 | AIRE trampa de agua MEDIO DIN / DIN | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8412448 | ADAPTADOR 2K | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8411025 | RUESTSATZ | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8411023 | KUPPLUNG | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8405752 | CONO 22A | 1,000 | S t | 29991231 | | |
| | M19351 | Konnektor F.TRACHEALTUB.11 | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8405000 | MEDICAMENT nebulizador (PNEU) | 1,000 | S t | 20051231 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8410813 | SCHLAUCHSET AQUAMOD | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8408950 | EXSP.-Ventil Babylog 8000 | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8409625 | WASSERSCHLAUCH AQUAMOD 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 8409840 | Pumpenaggregat Aquamod | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8408647 | Temp.-Sensor Aquamod | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8410813 | SCHLAUCHSET AQUAMOD | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8408950 | EXSP.-Ventil Babylog 8000 | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 6850645 | CÁPSULA PARA O2-detector (DW) | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8409875 | TEMPERATURENSORKABEL 1,2 M | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8305367 | estera de filtro | 1,000 | S t | 29991231 | | |
| | 8410600 | Anfeuchtermodul | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8409680 | Silikonschlauch K 0,12m | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8409636 | Silikonschlauch K 0,25m | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8403070 | Silikonschlauch K M, 0,35 M | 1,000 | S t | 29991231 | | |
| | 8403073 | Silikonschlauch K 0,6m | 1,000 | S t | 29991231 | | |
| | 8403080 | Silikonschlauch K 1,0m | 1,000 | S t | 29991231 | | |
| | 8410819 | Schlauch (leicht) 0,12m | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8410817 | SCHLAUCH, (LEICHT) 0,25 M | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8410816 | SCHLAUCH, (LEICHT) 0,40m | 1,000 | S t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|---------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8410814 | SCHLAUCH, (LEICHT) 0,65m | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410815 | SCHLAUCH, (LEICHT) 1,00 M | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410818 | SCHLAUCH, (LEICHT) 1,20m | 1,000 | s t | 19981231 | | |
| | 8409897 | DOPPELKONUS 11A | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|------------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 9028004 | GA BL 8000 Schnittstelle de / en | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9028563 | GA Babylog 8000 SC de (CE) | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9028706 | GA Babylog 8000 SC SW 1.n fr | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9028741 | GA Babylog 8000 SC en | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9028881 | GA Babylog 8000 SC SW 1.N es 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 9028882 | GA Babylog 8000 SW SC 1.n se | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9029520 | GA Babylog 8000 SC SW 1.n nl | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9029599 | GA BabyView SW 1.n NL | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9037162 | Beiblatt f.GAs Babylog 8000 de | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9037230 | GA Babylog 8000 SC RU | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
 No drawing planned/scheduled
 Aucun schéma prévu
 Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|--|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8411041 | Schlauchset F & P | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8411153 | Schlauchset F & P HFV | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8409280 | Fahrgestell Babylog 8000 | 1,000 | S t | 00000000 | | completar |
| | 2M85337 | RAIL COMPACT | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8410718 | WANDKONSOLE Babylog 8000 1.000 | | S t | 00000000 | | |
| | 2M19460 | AUFNAHMEPLATTE | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8409609 | Brazo articulado 240 DEGR. | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8411075 | SCHLAUCHHALTER | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8418285 | F & P MR 730 AGU Befeuchter (d) 1,000 | | S t | 20121231 | | |
| | 8418281 | F & P MR 700 AGM humidificador /AEU1.000 | | S t | 20121231 | | |
| | 8411047 | HUMIDIFICADOR CÁMARA MR 340 1.000 | | S t | 00000000 | | |
| | 8418282 | F & P MR290 disp.chamber (10p.) 1,000 | | S t | 00000000 | | |
| | M29231 | O2-conexión de la manguera de 3M | 1,000 | S t | 00000000 | | azul 3m |
| | M29251 | O2-conecte la manguera de 5M | 1,000 | S t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|--|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | M29239 | AIR-conecte la manguera de 3M | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | M29259 | AIR-conecte la manguera de 5M | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | M34402 | O2-MANGUERA NIST 3M sonda DIN 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | M34403 | O2-MANGUERA NIST 5M sonda DIN 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | M34408 | Manguera de aire NIST 3M sonda DIN 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | M34409 | Manguera de aire NIST 5M sonda DIN 1.000 | | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-------|----------|---------|----------|-------------|
| | 8407475 | PEEP-válvula (Ambu-PEEP) | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 2105438 | SAUERSTOFFSCHLAUCH (119.052 0) RE | 1,000 | S t | | 20001231 | |
| | 8409738 | KONDENSATABSCHEIDER (IN / EX) 1.000 | | S t | | 00000000 | |
| | 8412628 | AIRE trampa de agua MEDIO DIN / DIN | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 8412448 | ADAPTADOR 2K | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 8411025 | RUESTSATZ | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 8411023 | KUPPLUNG | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 8411024 | Dichtstopfen | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 8411030 | Medikamentenvernebler | 1,000 | S t | | 00000000 | |
| | 2120941 | Baby-Resutator 2000 | 1,000 | S t | | 00000000 | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|---------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8411041 | Schlauchset F & P | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411153 | Schlauchset F & P HFV | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8408950 | EXSP.-Ventil Babylog 8000 | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410185 | Y-Stueck mit Flow-Sensor | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411130 | ISO15 Flow-Sensor-Geh. | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8403075 | 90degree Y PIEZA | 1,000 | s t | 29991231 | | |
| | 8401645 | CAP (7 MM) | 1,000 | s t | 29991231 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|---|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8411041 | Schlauchset F & P | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8411153 | Schlauchset F & P HFV | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8408950 | EXSP.-Ventil Babylog 8000 | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8410185 | Y-Stueck mit Flow-Sensor | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8410179 | Flowsensor 5er Set BL8000 | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8411130 | ISO15 Flow-Sensor-Geh. | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8403075 | 90degree Y PIEZA | 1,000 | S t | 29991231 | | |
| | 8401645 | CAP (7 MM) | 1,000 | S t | 29991231 | | |
| | 8411048 | TEMP AIRWAY DUAL. SENSOR 1,45 m | 1,000 | S t | 00000000 | | |
| | 8411050 | DIBUJAR CABLE 1,50 M 900 MR 070 1.000 | | S t | 00000000 | | |
| | 8411045 | 1,1 m manguera del calentador 900 MR511 1.000 | | S t | 00000000 | | |
| | 8411154 | CALENTADOR CABLE 0,70m HFV-F & P 1,000 | | S t | 00000000 | | |
| | 8305367 | estera de filtro | 1,000 | S t | 29991231 | | |
| | 8409626 | Anschlusskabel Flowsensor | 1,000 | S t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
 No drawing planned/scheduled
 Aucun schéma prévu
 Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|---|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 8409680 | Silikonschlauch K 0,12m | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8409636 | Siliconschlauch K 0,25m | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8403070 | Silikonschlauch K M, 0,35 M | 1,000 | s t | 29991231 | | |
| | 8403073 | Siliconschlauch K 0,6m | 1,000 | s t | 29991231 | | |
| | 8403080 | Siliconschlauch K 1,0m | 1,000 | s t | 29991231 | | |
| | 8410819 | Schlauch (leicht) 0,12m | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410817 | SCHLAUCH, (LEICHT) 0,25 M | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410816 | SCHLAUCH, (LEICHT) 0,40m | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410814 | SCHLAUCH, (LEICHT) 0,65m | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410815 | SCHLAUCH, (LEICHT) 1,00 M | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8410818 | SCHLAUCH, (LEICHT) 1,20m | 1,000 | s t | 19981231 | | |
| | 8409897 | DOPPELKONUS 11A | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8411044 | SONDA-TERMÓMETRO DE VIVIENDA DRAE | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 8418405 | Temperatura. Sensoraufnahme D15 / D10 1,000 | | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 9028004 | GA BL 8000 Schnittstelle de / en | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9028884 | GA Babylog 8000 plus 5.n ES | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9028885 | GA Babylog 8000 SW 5.ñ FR | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9028886 | GA Babylog 8000 plus 5.ñ ES | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9028887 | GA Babylog 8000 plus 5.ñ TI | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9028888 | GA Babylog 8000 plus 5.ñ SV | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9028889 | GA Babylog 8000 SW 5.n enUS 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 9029032 | GA Babylog 8000 plus 5.n NL | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9029053 | GA-Babylog 8000 SW 5.ND | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9029054 | GA-Babylog 8000 SW 5.NE | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9029058 | GA Babylog 8000 SW 5.n enca 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 9029427 | GA Babylog 8000 plus 5.n RU 1.000 | | s t | 00000000 | | |
| | 9029599 | GA BabyView SW 1.n NL | 1,000 | s t | 00000000 | | |
| | 9037162 | Beiblatt f.GAs Babylog 8000 de | 1,000 | s t | 00000000 | | |

Keine Zeichnung vorgesehen
No drawing planned/scheduled
Aucun schéma prévu
Ningún plano previsto

| Artículo No. | Nº de pieza | Descripción | Cant. | Qty.unit | Rep.end | Página | Observación |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-------|----------|----------|--------|-------------|
| | 9037447 | GA Babylog 8000 plus 5.n hu | 1,000 | st | 00000000 | | |

General


Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC

Número de serie.: - - - - -

Sitio de instalación: - - - - -

Carpeta no .: 6173.3

Edición: 12/94



1 Equipo de prueba

| | La medición de la clase de precisión Rango (De acuerdo con VDE / VDI 3513) | |
|-------------------------------|---|-----|
| Manómetro | 0 a 5 bar | 1.0 |
| Manómetro | - 30 a +120 mbar | 1.0 |
| reductor de presión de prueba | | |
| Medidor de corriente | 10 a 120 L / min | 1.6 |
| mirilla secreción | | |
| tubo traqueal | | |
| Fuelle (niños) | | |
| T pieza | | |

2 Documentos que acompañan

Instrucciones para el uso (de acuerdo con la versión de software) para Babylog 8000 / Babylog 8000 plus (con la medición de flujo)

Instrucciones para el uso de interfaces analógicas y digitales

Lista de comprobación

yo precauciones de uso (de acuerdo con la versión de software) del Babylog 8000 SC (sin medición de flujo)

Lista de comprobación



3 Condición general de Babylog 8000/8000 plus / 8000 SC

Panel trasero

O₂ / bloque de entrada de aire

Caja de conexión para el cable de sensor de flujo

Versión de fan

estera de filtro para el ventilador

ON / OFF del interruptor con dispositivo de bloqueo

Cable de energía

puerto de conexión RS232 (si está disponible)

2 salidas analógicas y 1 salida de impulsos (si está disponible)

Salida de alarma central (si está disponible)

salida del nebulizador de medicamentos (si está disponible)



Paneles laterales



/ Asamblea neumática delante Electrónica

solapa campo Potenciómetro

campo potenciómetro

campo de visualización

el conjunto neumático delantero

bloqueo inspiratorio

puerto de conexión inspiratorio

O₂ montaje del sensor

Filtro para equipos de respiración de emergencia

Placa de base para la adaptación de la válvula de espiración



La válvula de espiración

Cráter

diafragma espiratoria

O-anillo en la cubierta / válvula espiratoria

puerto de conexión de espiración

Mecanismo de bloqueo con jaula de bolas

Eyector

Silenciador



4 Condición general de los accesorios necesarios para la operación

Y-pieza con sensor de flujo 8410185 con el conjunto de sensor de flujo 8410179 (sólo en el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus)

El sensor de flujo (ISO) 84 11 015 con sensor de flujo ajustado 8.410.179 (sólo en el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus)

El sensor de flujo (ISO 15, bajo espacio muerto) 84 11 130 con sensor de flujo ajustado 84 10 179 (sólo en el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus)

Fluya cable del sensor (sólo en el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus)

cable de la impresora, de 9 pines del conector Sub-D de 25 pines conector Sub-D (opcional)

cable del monitor (cable Medibus), 9-pin conector Sub-D de 9 pines conector Sub-D (opcional)

cable analógico (opcional)



5 Condición general de los accesorios

Trolley 0,5 B

banda corta para humidificador

Plataforma con el tipo de carriles 1 0,5 B

soporte del monitor (Incubadora de 8000)

Humidificador

brazo articulado

Brazo articulado (incubadora 7500)

de suministro de gas central que conecta las mangueras para O₂ y AIR

trampa de agua Ex

Filtro bacteriano con la conexión de establecer

nebulizador de medicamentos



6 Condición general de los accesorios especiales

Resutator bolsa (bebé)

válvula de PEEP para el bolso Resutator (bebé)

1,8 m de manguera para el bolso Resutator (bebé)

Insp./exp. conjunto colector de agua



7 Control de funcionamiento

Conectar el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC para el suministro de gas central y encender el dispositivo.

La versión del software aparecerá tan pronto como el auto-test ha sido completado.



8 Prueba de la válvula de aire de emergencia

Desconectar la Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC y preparar el siguiente montaje de prueba (figura siguiente).

Configuración de prueba




Figura 1: La válvula de aire de emergencia

- Tire lentamente el fuelle de prueba.

Los fuelles deben llenarse.

- a.) Babylog 8000 SW 2,0 y SW 3.00 La presión de apertura es
-1,5 mbar a 0 mbar

b.) Babylog 8000 SW 2,02, SW 3,02, SW 4.n sin HFV La presión de apertura está -4 mbar a 0 mbar

c.) Babylog 8000 SW 4.n con HFV La presión de apertura es -4--2 mbar



9 Prueba de la válvula de seguridad

El Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC se apaga. Retire la válvula de espiración. (**Importante:** Hay dos variantes de la válvula de seguridad.)

Variante A: presión de apertura 25 mbar

B variante: presión de apertura 100 mbar

(Se puede reconocer la variante correspondiente por el valor de la prueba se mide).

Configuración de prueba




Figura 2: Válvula de seguridad

comprimir lentamente el fuelle y generar la siguiente presión.


Variante A: presión de apertura = 25 ± 5 mbar

B variante: presión de apertura = 5 ± 5 mbar



9.1 Prueba 1 sin la presión de control

Variante A (no en los
EE.UU.)



variante B




Fig. 3: prueba 1

- comprimir lentamente el fuelle.

en la variante **UNA** la presión es 25 ± 5 mbar, en la variante **segundo** es 5 ± 5 mbar.



9.2 Prueba 2 con la presión de control

Utilice la prueba misma configuración que en el Ensayo 1 y proceder de la siguiente manera:

Retire la placa inferior del Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC y desconectar la manguera de **conexión 4** en el bloque de conexión de gas. Aplicar una presión de $1,5 \text{ bar} \pm 0,1 \text{ bar}$ en esta manguera (ver figura siguiente).





Fig. 4: prueba 2

Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC prueba de rendimiento:

Una variante
(No en los EE.UU.)



variante B




Fig. 5: Eficacia de la prueba

Importante: Si durante la prueba 1 de la variante **UNA** y durante la Prueba 2 la variante **B** (valores de presión posiblemente demasiado altos) es reconocida, entonces es una **segundo** variante con un resorte no permisible montado en la válvula de Y 3,3. Este resorte debe ser removido y se repitió la prueba. Montar la cubierta inferior.

- comprimir lentamente el fuelle y generar la siguiente presión:

Variante A: 25 mbar \pm 5 mbar.

B variante: 100 mbar \pm 10 mbar.

10 Calibración / LED / Prueba del potenciómetro

- Montar el Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC incluyendo el sistema de tubos, pero sin el humidificador.
- Encienda el dispositivo.
- Tenga en cuenta la versión del software y las horas de funcionamiento abajo.

Comunicación kit de conversión y / n (se muestra bajo la indicación de hora de funcionamiento tras el encendido).

Importante: 8306065 o 8411108 (véase el campo de opción placa de identificación) sin función central de alarma. Las tomas de corriente para la interfaz de comunicación pueden estar presentes incluso si esta función no está disponible.

- O 2 calibración.
- El flujo de calibración del sensor (sólo en el Babylog 8000).

LED y prueba de cuerno (pulse y mantenga pulsado el "Reset Check":. Después de 2 s, y cada LED de stand-by cuerno se activan).

Importante:

LEDs de alarma = 1 amarillo y 2 LEDs rojos Disparador

LEDs = 3 LEDs amarillos

Retroiluminación de la pantalla.

- Prueba de las llaves (entradas reacción respectiva del equipo).

Potenciómetros (sin mensaje de fallo sobre el mal funcionamiento del potenciómetro).



11 Prueba de fugas

- Ajuste los siguientes parámetros en la Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC (figura siguiente):




Fig. 6: Prueba de fugas

- Seleccionar **presión** desde el menú “curva de presión” y “valores medidos”.
- Apagar las alarmas y advertencias que se producen al pulsar la tecla “Reset / Check”.
- Mantenga pulsada la **inspiración manual llave**.

Una presión ahora se construye durante 5 s. Durante este tiempo, se debe conseguir una presión de al menos 75 mbar.



12 Probando el regulador de presión

- Conectar la toma de inspiración con el zócalo de la espiración.
- Ajuste el dispositivo como se muestra en la siguiente figura




Fig. 7: Regulador de presión

- Conectar el dispositivo a la O₂ suministrar solamente.

El siguiente mensaje aparece en el dispositivo: **“Sin aire médica”**.

- Conectar el dispositivo a sólo el suministro de aire médica.

El siguiente mensaje aparece en el dispositivo: **“Sin oxígeno”**.



13 Medición de la presión de la vía aérea

- Prueba de la configuración (véase la figura a continuación):




Fig. 8: Medición de la presión de la vía aérea

- Seleccionar las funciones de “ajuste” y “El valor medido” en el menú “lista”:

| Ajuste | Manómetro valor medido | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| PEEP = 0 mbar P _{insp} = 30 | 0 ± 1 mbar 30 | 0 ± 2 mbar 30 |
| ± 2 mbar P _{insp} = 60 mbar | ± 1 mbar 60 ± 2 | ± 2 mbar 60 ± 3 |
| PEEP = 5 mbar PEEP = 10 | mbar 5 ± 1 | mbar 5 ± 2 |
| mbar PEEP = 15 mbar | mbar 10 ± 1 | mbar 10 ± 2 |
| | mbar 15 ± 1 | mbar 15 ± 2 |
| | mbar | mbar |

14 Probando el mezclador

- Llevar a cabo una O₂ calibración.
- Prueba de la configuración (véase la figura a continuación):




Fig. 9: Mezclador

- Seleccionar los siguientes flujos inspiratorios desde el menú "lista": 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,7 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 4/5/6/8/9 / 9,9 / 11/12/13/14 / 15/30

Permitir aprox. 1 min entre el ajuste y la medición de los valores de flujo (≤ 2 L / min). Si no hay valores se establece, la alarma "FiO₂ desviación se permite" que se produzca.

15 Probando el sistema de calefacción del Paciente

- Ponga su mano contra el bloque de válvula de espiración.

La temperatura debe ser superior a la temperatura ambiente.

dieciséis Probando el ventilador

- Ponga su mano en la esquina superior derecha del panel posterior del Babylog 8000 / Babylog 8000 plus / Babylog 8000 SC.

Debe sentir un flujo de aire a través del elemento filtrante.



17 Prueba de la alarma de fallo de alimentación

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente.

La alarma acústica debe comenzar.



18 Prueba de la alarma de fallo de gas

O 2 alarma de fallo

- Establecer la junta 2 ajustador a 100 vol.% y desconecte el O 2 suministro.
- Encender el Babylog 8000 / Babylog 8000 SC:

Mensaje en el dispositivo: **“Sin oxígeno”**



AIRE médica alarma de fallo

- Vuelva a conectar el O 2 suministro.
- Establecer la junta 2 . Ajustador a 21% en volumen y desconecte el suministro de aire médica:

Mensaje en el dispositivo: **“Sin aire médica”**



- Vuelva a conectar el suministro de aire médica.

19 Ensayos de acuerdo con VDE 0751 parte 1

(Siga las leyes, normas y regulaciones nacionales e internacionales aplicables en su país)

Cable de energía

La red de la unidad fusible

(Las especificaciones de la unidad fusible deben coincidir con los de la placa de características)

prueba de conductor de tierra de protección <0,2 W__

☐

corriente de fuga dispositivo equivalente <1,0 mA__

☐

corriente de fuga del paciente <4,0 mA

☐

20 Coloque la unidad completamente funcional a disposición del cliente.

21 probado

Fecha: _____

Nombre: _____

2004-09-24

Documentación técnica para Babylog 8000 plus de acuerdo con la norma EMC IEC / EN 60601-1-2: 2001

Información general

La conformidad EMC incluye el uso de los siguientes cables externos, transductores y accesorios (véase la siguiente tabla):

| Designacion | N ° de pedido. |
|--------------------------------------|----------------|
| Sensor de flujo | 8410185 |
| sensor de flujo de cable de conexión | 8409626 |
| kit de conversión de Comunicación | 8411108 |
| cable analógico | 8306487 |
| cable de conexión MIB | 5198952 |

Además, los accesorios pueden ser utilizados que no afectan el cumplimiento EMC, si no hay otras razones interdicción del uso de ellos (véase el capítulo lista de pedidos en las instrucciones de uso manual). El incumplimiento puede resultar en aumento de las emisiones o disminución de la inmunidad de la Babylog 8000 plus.

Babylog 8000 plus no debe utilizarse adyacente o apilado con otros equipos. Si el uso adyacente o apilado es inevitable, Babylog 8000 plus debe ser observado para verificar el uso normal en la configuración en la que se va a utilizar.

Otro equipo que puede ser utilizado adyacente o apilado con el Babylog 8000 plus se enumeran en las instrucciones de uso manual, en el capítulo Lista de Orden o en la siguiente tabla.

| Designacion | N ° de pedido. |
|--|------------------------|
| Fisher & Paykel humidificador - accesorios | 84 14 144 |
| pantalla gráfica opcional | 84 15 834 |
| la monitorización del ECG | Various, en la demanda |

Las emisiones electromagnéticas

| Las emisiones electromagnéticas | | |
|--|--|---|
| Babylog 8000 plus es para uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El operador debe asegurar que se utiliza en tal entorno. | | |
| emisiones | El cumplimiento de acuerdo con la | entorno electromagnético |
| emisiones de RF (CISPR 11) | Grupo 1 | Babylog 8000 plus utiliza energía de RF sólo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos. |
| | Clase A | Babylog 8000 plus es adecuado para su uso en todos los establecimientos que no sean domésticos y los conectados directamente a la red eléctrica pública de baja tensión que alimenta a edificios utilizados con fines domésticos. |
| Emisiones de armónicos (IEC 61000-3-2) | No aplica | No es aplicable debido a las emisiones de radiofrecuencia son de clase A. |
| Las fluctuaciones de tensión / flicker (IEC 61000-3-3) | No aplica | No es aplicable debido a las emisiones de radiofrecuencia son de clase A. |

Información re emisiones electromagnéticas (IEC 60101-1-2: 2001, tabla 201)

Inmunidad electromagnética

| Inmunidad electromagnética | | | |
|--|---|--|--|
| Babylog 8000 plus es para uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El operador debe asegurar que se utiliza en tal entorno. | | | |
| La inmunidad contra | Nivel de prueba IEC 60601-1-2 | Nivel de cumplimiento (Babylog 8000 plus) | entorno electromagnético |
| descargas electrostáticas, ESD (IEC 61000-4-2) | descarga de contacto: \pm de descarga de aire 6 kV: \pm 8 kV | \pm 2, 4, 6 kV \pm 2, 4, 8 kV | Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos 30%. |
| transitorios eléctricos rápidos / ráfagas (IEC 61000-4-4) | líneas de alimentación: \pm 2 kV líneas de entrada / salida más largos: \pm 1 kV | \pm 2 kV \pm 1 kV | Calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario. |
| sobretensiones en líneas de corriente CA (IEC 61000-4-5) | modo común: \pm modo diferencial 2 kV: \pm 1 kV | \pm 2 kV \pm 1 kV | Calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario. |
| frecuencia de la fuente de campo magnético 50/60 Hz (IEC 61000-4-8) | 3 A / m | 3 A / m | En las cercanías de Babylog 8000 plus, ningún equipo con campos magnéticos de frecuencia extraordinaria potencia (transformadores de potencia, etc.) debe ser operado. |
| huecos de tensión e interrupciones breves en la red de CA líneas de entrada (IEC 61000-4-11) | dip > 95%, 0,5 periodos sumergen 60%, 5 periodos sumergen 30%, 25 periodos de inmersión > 95%, 5 segundos | > 95%, 0,5 por. 60%, 5 por. 30%, el 25 por. > 95%, 5 seg. | Red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario. Si el operador necesita un funcionamiento continuo durante las interrupciones del suministro eléctrico, se recomienda alimentar el Babylog 8000 plus a partir de una alimentación ininterrumpida o una batería |
| RF radiada (IEC 61000-4-3) | 80 MHz - 2,5 GHz: 10 V / m 10 V / m | | Distancia de separación recomendada de transmisores portátiles y móviles de RF con la potencia de transmisión P_{PIRE} a Babylog 8000 plus incluyendo sus líneas: $1,84 \text{ m} * \sqrt{P_{PIRE}}$ ^{X1} |
| RF acoplada en líneas (IEC 61000-4-6) | 150 kHz - 80 MHz: 10 V dentro de bandas ISM, 3 V fuera bandas ISM ^{X2} | 10 V 3 V | Distancia de separación recomendada de transmisores portátiles y móviles de RF con la potencia de transmisión P_{PIRE} a Babylog 8000 plus incluyendo sus líneas: $1,84 \text{ m} * \sqrt{P_{PIRE}}$ ^{X1} |

Información re inmunidad electromagnética (IEC 60601-1-2: 2001, tablas 202, 203, 204)

X1: Para p_{PIRE} el más alto posible "potencia isotrópica radiada equivalente" del transmisor RF adyacente tiene

para ser insertado (valor en vatios). También en las proximidades de los equipos marcados con el símbolo



se puede producir interferencia. intensidades de campo de los transmisores de RF, portátiles o móviles fijos en el lugar de Babylog 8000 plus debe ser inferior a 3 V / m en el rango de frecuencia de 150 kHz a 2,5 GHz y menos de 1 V / m por encima de 2,5 GHz.

X2: bandas ISM en este rango de frecuencia son: 6.765 MHz - 6.795 MHz, 13,553 MHz - 13,567 MHz, 26,957

MHz - 27,283 MHz, 40,66 MHz - 40.70 MHz.

Distancias de separación recomendadas

| Distancias de separación recomendadas entre las telecomunicaciones RF portátiles y móviles dispositivos y Babylog 8000 plus | | | |
|--|--|--|---|
| máx. PAG_{PIRE} (W) | 3 V / m distancia * (metro) | 1 V / m distancia * (metro) | Nota |
| 0,001 | 0.06 | 0.17 | |
| 0,003 | 0.10 | 0.30 | |
| 0,010 | 0.18 | 0.55 | |
| 0,030 | 0.32 | 0.95 | por ejemplo, WLAN 5250/5775 (Europa) |
| 0,100 | 0.58 | 1.73 | por ejemplo, WLAN 2440 (Europa), Bluetooth |
| 0,200 | 0.82 | 2.46 | por ejemplo, WLAN 5250 (no en Europa) |
| 0,250 | 0.91 | 2.75 | dispositivos DECT por ejemplo, |
| 1,000 | 1.83 | 5.48 | por ejemplo, GSM 1800- / GSM 1900- / móviles estación móvil UMTS, WLAN 5600 (no en Europa) |
| 2,000 | 2.60 | 7.78 | por ejemplo, GSM 900 móviles |
| 3,000 | 3.16 | 9.49 | |

Información re distancias de separación (IEC 60601-1-2: 2001, tablas 205 y 206)

* 3 V / m de distancia de los transmisores con frecuencias de 150 kHz a 2,5 GHz, de lo contrario 1 V / m de distancia.

Dräger Medical AG & Co. KGaA Moislinger
Allee 53 - 55 D-23542 Lübeck Alemania

Tel: (++ 49) (0) 1805 a 3.723.437 Fax:
(++ 49) 451/882 - 3779

Sujeto a cambios sin previo aviso.
no serán reemplazados en caso de modificaciones.